

TAiMA –
so geht Rollator.



Wir gestalten Mobilität.

Bestmöglich selbstbestimmt leben.

Als Vollsortimenter für rehathechnische Hilfsmittel bietet Ihnen DIETZ qualitative und hochfunktionale Versorgung, die körperlich beeinträchtigten Menschen zu einem spürbaren Mehr an Mobilität und Selbstbestimmung verhelfen. Bis ins Detail anpassbare manuelle und elektrische Rollstühle zählen ebenso dazu wie leistungsstarke Scooter, durchdacht konstruierte Gehhilfen und alltagsorientierte Produkte für Bad & WC.

Optimaler Komfort und eine höchstmögliche Effizienz der Versorgung haben bei der Entwicklung unseres Portfolios oberste Priorität: Jedes Produkt wird in enger Abstimmung mit den Anwendern und im partnerschaftlichen Austausch mit dem Fachhandel durch die Experten von DIETZ ausgewählt, konstruiert und gefertigt – mit Professionalität und Einfühlungsvermögen.

Willkommen bei der DIETZ GROUP.



DIETZ Rollatoren – im Alltag sicher fühlen.

Bewegung ist nicht nur grundlegend für die körperliche Gesundheit. Mobil zu sein bedeutet auch, seinen Alltag bestmöglich selbstbestimmt gestalten und am Leben teilhaben zu können. Bei altersbedingt nachlassender Körperkraft, nach einem Unfall oder einer Operation leisten Gehhilfen einen wesentlichen Beitrag, die so entscheidende Bewegungsfreiheit wiederzuerlangen.

Bedarfsangepasste Lösungen.

Als führender Hersteller bietet DIETZ Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Rollatoren. Einfach zu bedienende, durchdachte Alltagshelfer für jeden Bedarf, die Ihnen Stabilität und sicheren Halt garantieren, wann immer es darauf ankommt.

In ansprechender Optik und mit intelligenten Funktionen.

Bei den Leichtgewicht-Rollatoren überzeugen die Premium-Modelle der TAIMA-Serie von **DIETZ Rehab**. Seit ihrer Einführung 2012 bis heute, ist sie eine der erfolgreichsten Neuerscheinungen und bietet mit ihrer Modellvielfalt den richtigen Rollator für jeden Bedarf.

Im Standard-Segment finden Sie die Rollatoren der Marke **TOMTAR**. Produkte, die mit einer höchstmöglichen Effizienz den optimalen Komfort für Ihre Mobilität im Alltag bieten.

Lassen Sie sich von unserer umfassenden Auswahl inspirieren. Wir haben mit Sicherheit die passende Lösung für Sie. Ihr Ansprechpartner im Sanitäts-Fachhandel berät Sie gerne.



TAiMA S-GT



TAiMA M-GT



TAiMA M



TAiMA M-ECO



TAiMA XC Luft



TAiMA XC PU

TAiMA – so geht Rollator.

Bereits bei der Einführung des Modells TAiMA M im Frühjahr 2012 wurde sehr schnell deutlich, welch großes Potenzial in diesem Produktkonzept steckt. Mit den Modellergänzungen TAiMA S-GT, TAiMA M-GT, TAiMA M-ECO und TAiMA XC (wahlweise mit Luft- oder PU-Bereifung) stehen heute 6 Modelle mit verschiedenen Optionen und Zubehör zur Verfügung.

Mit seinem äußerst geringen Gewicht und einer dabei höchstmöglichen Stabilität, der faltbarkeit und der modernen Optik, setzt der TAiMA einen neuen Maßstab bei den Leichtgewicht-Rollatoren.

So finden Sie das passende TAiMA-Modell:

	M-ECO M/M-GT	S-GT	XC luftbereift XC PU-bereift	M-ECO M/M-GT Einhandbremse	S-GT Einhandbremse	M-ECO M/M-GT lange Schiebegriffe
Körpertyp						
Normal						
Lang						
Schmal						
Schwer						
Terrain/Untergrund						
Indoor						
Outdoor						
Waldweg						
Schmale Durchgänge						
Medizinische Indikation						
Schlaganfall						
Post-OP						

TAiMA M-GT

Leichtgewicht-Rollator



Rahmengröße M:
Resedagrün metallic

Das Leichtgewicht mit der Standard-Rahmengröße.

Nicht nur optisch leicht, sondern auch durch die konsequente Leichtbauweise nur 5,5 kg* schwer, mit einer ausgezeichneten Stabilität und einem komfortablen Fahrverhalten dank der EVA-Bereifung.

Produkt-Ausstattung

- Rückenbügel
- Gehstockhalter und Netztasche (Zuladung max. 5 kg)
- Ankipphilfe für das leichte Überwinden von Hindernissen
- Reflektoren für mehr Sicherheit bei Dunkelheit
- Lenkungsdämpfer für mehr Fahrkomfort

Geringes Gewicht durch
konsequente Leichtbauweise:

5,5kg*



TAIMA M-GT

HMV-Nr.	10.50.04.1222
Farbe	Resedagrün metallic
Sitz T x B x H (mm)	200 x 450 x 590
Gesamtmaße L x B x H (mm)	680 x 630 x 790-950
Maß gefaltet (mm)	230
Max. Belastbarkeit (kg)	150
Gewicht (kg)	5,5*

* Mit Tasche, Rückenbügel und Gehstockhalter 5,8 kg.

TAIMA S-GT

Leichtgewicht-Rollator

Das Leichtgewicht mit kleiner Rahmengröße.

Besonders geeignet bei schmalen Durchfahrten. Durch die konsequente Leichtbauweise nur 5,3 kg* schwer mit einer ausgezeichneten Stabilität und einem komfortablen Fahrverhalten dank der EVA-Bereifung.

Rahmengröße S:
Sepia metallic



Produkt-Ausstattung

- Rückenbügel
- Gehstockhalter und Netztasche (Zuladung max. 5 kg)
- Ankipphilfe für das leichte Überwinden von Hindernissen
- Reflektoren für mehr Sicherheit bei Dunkelheit
- Lenkungsdämpfer für mehr Fahrkomfort

Geringes Gewicht durch
konsequente Leichtbauweise:

5,3kg*



TaiMA S-GT

HMV-Nr.	10.50.04.1222
Farbe	Sepia metallic
Sitz T x B x H (mm)	200 x 390 x 510
Gesamtmaße L x B x H (mm)	620 x 580 x 760-860
Maß gefaltet (mm)	230
Max. Belastbarkeit (kg)	150
Gewicht (kg)	5,3*

* Mit Tasche, Rückenbügel und Gehstockhalter 5,6 kg.

TaiMA XC

Leichtgewicht-Rollatoren

Rot metallic mit
Luftbereifung



TaiMA XC – der Outdoor-Spezialist mit großen Rädern.

Die besonders großen Räder sorgen dafür, dass auch rauher Untergrund bestens befahren werden kann. Wahlweise mit Luftbereifung für Nutzer, die besonders die Gelenke schonen möchten und sich höheren Komfort wünschen, oder mit PU-Bereifung für Nutzer, die eine erhöhte Pannensicherheit bevorzugen.

	TaiMA XC Luft	TaiMA XC PU
Farbe	Rot metallic	Oasisgrün metallic
Sitz T x B x H (mm)	230 x 450 x 610	230 x 450 x 610
Gesamtmaße L x B x H (mm)	750 x 670 x 850-950	750 x 650 x 850-950
Maß gefaltet (mm)	270	250
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150
Gewicht (kg) inkl. Tasche, Stockhalter	9,1	9,8

Produkt-Ausstattung

- Gehstockhalter
- Netztasche (Zuladung max. 5 kg)
- Ankipphilfe für das leichte Überwinden von Hindernissen
- Reflektoren für mehr Sicherheit bei Dunkelheit
- Lenkungsdämpfer für mehr Fahrkomfort

Oasisgrün metallic
mit PU-Bereifung





TAiMA M – der heimliche Preis-Leistungs-Sieger im Rollatorenvergleich der Stiftung Warentest.

Der Rollator TAiMA M belegt mit gutem Ergebnis (2,2) einen 3. Platz bei Stiftung Warentest in der „test“-Februarausgabe 2014 und schneidet in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis absolut erstklassig ab.

	TAiMA M
HMV-Nr.	10.50.04.1175
Farbe	Braun metallic
Sitz T x B x H (mm)	200 x 450 x 590
Gesamtmaße L x B x H (mm)	680 x 630 x 790–950
Maß gefaltet (mm)	230
Max. Belastbarkeit (kg)	150
Gewicht (kg)	6,5

TAiMA M

Der Klassiker



Produkt-Ausstattung

- Gehstockhalter
- Netztasche (bis 5 kg)
- Ankipphilfe für das leichte Überwinden von Hindernissen
- Lenkungsdämpfer für mehr Komfort



Platzsparend: Der TAiMA ist gefaltet nur 23 cm breit.



TAiMA M-ECO

Der Einstieg in die TAiMA-Welt

Produkt-Ausstattung

- Rückenbügel
- Gehstockhalter und Netztasche (Zuladung max. 5 kg)
- Ankipphilfe für das leichte Überwinden von Hindernissen
- Reflektoren für mehr Sicherheit bei Dunkelheit
- Lenkungsdämpfer für mehr Fahrkomfort



TAiMA M-ECO

HMV-Nr.	10.50.04.1217
Farbe	Anthrazit metallic
Sitz T x B x H (mm)	200 x 450 x 590
Gesamtmaße L x B x H (mm)	680 x 630 x 790-950
Maß gefaltet (mm)	230
Max. Belastbarkeit (kg)	150
Gewicht (kg)	7,8

Zubehör TAiMA-Modellreihe



Rückenbügel Standard



Tablett



Rückenbügel Komfort



Rollatortasche S/M



Einhandbremse



Regenschirm



lange Schiebegriffe

Bezeichnung

Rückenbügel Standard (TAiMA XC, M)

Rückenbügel Komfort (M-GT, S-GT, XC, M, M-ECO)

Rollatortasche M (TAiMA M-GT, M, M-ECO)

Rollatortasche S (TAiMA S-GT, XC)

Tablett (TAiMA M-GT, S-GT, XC, M, M-ECO)

Einhandbremse, links oder rechts
(TAiMA M-GT, S-GT, M, M-ECO)

Lange Schiebegriffe
(TAiMA M-GT, M, M-ECO)

Regenschirm (TAiMA M-GT, S-GT, XC, M, M-ECO)

gepolstert

belastbar bis 15 kg

belastbar bis 12 kg

395 x 258 x 25 (B x T x H)

montiert

Nachrüstsatz

montiert

Nachrüstsatz

rot / macchiato





FAKTO+

Standard-Rollator

Der robuste Rollator erleichtert den Umgang mit Hindernissen und kann, durch die höhenverstellbaren Schiebegriffe, individuell an die Körpergröße angepasst werden.



Produkt-Ausstattung

- Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- Stufenlos höhenverstellbare Schiebegriffe
- Ergo-Bremsen mit integrierter Feststellbremse
- Einfach faltbar
- Belastbar bis 130 kg
- Schwarze, wenig schmutz-anfällige PU-Bereifung
- Acryltablett (max. Belast. 5 kg)
- Einkaufskorb (max. Belast. 5 kg)
- Reflektoren für mehr Sicherheit bei Dunkelheit

Zubehör (ohne Abbildung)

- Rückenbügel
- Einhandbremse

	FAKTO+
HMV-Nr.	10.50.04.1229
Farbe	Mangan Grey Metallic
Sitz T x B x H (mm)	190 x 420 x 595
Gesamtmaße L x B x H (mm)	640 x 580 x 810–950
Maß gefaltet, liegend (mm)	910 x 580 x 230
Max. Belastbarkeit (kg)	130
Gewicht (kg), ohne Zubehör / mit Zubehör	8,3 / 9,1

FAKTO+ Arthritis

Rollator mit Arthritis-Armauflagen

Der Rollator FAKTO+ Arthritis überzeugt mit guten Laufeigenschaften und mit leicht bedienbaren Bremsen. Das Besondere sind seine justierbaren Unterarmauflagen, die den betroffenen Personen eine gelenkschonende Mobilität ermöglichen.

Produkt-Ausstattung

- Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- Höhen- und tiefenverstellbare Schiebegriffe (8 Stufen je 25 mm)
- Schnell und einfach faltbar
- Leichtgängige Ergobremse: Feststellen durch Nachuntendrücker des Bremshebels
- Inklusive Acryltablett, Einkaufskorb und Kunststoffablage
- PU-Bereifung
- Reflektoren für mehr Sicherheit bei Dunkelheit



FAKTO+ Arthritis

HMV-Nr.	10.46.04.0017
Farbe	Mangan Grey Metallic
Sitz T x B x H (mm)	190 x 420 x 595
Gesamtmaße L x B x H / H bis Armaufl. (mm)	620 x 580 x 1155-1325
Höhe bis Armauflagen (mm)	890-1145
Maß gefaltet, liegend L x B x H (mm)	1120 x 580 x 505
Max. Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg), ohne Korb und Tablett	10

Rollator XXL

Der Rollator für hohe Belastung

Mit seiner leichten, aber dennoch sehr stabilen Rahmenkonstruktion eignet sich der Rollator XXL besonders dann, wenn eine hohe Belastbarkeit gewünscht wird. Er ist auch mit Einhandbremse, verlängerten Schiebegriffen oder Armauflagen erhältlich.



Produkt-Ausstattung

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Breiter Softsitz
- Abnehmbarer Rückenbügel
- Pannensichere Bereifung
- Schiebegriffe verdrehsicher und höhenverstellbar
- Integrierter Klappmechanismus



Zubehör (optional)

- Tablett
- Einhandbremse

Rollator XXL

HMV-Nr.	10.50.04.2005
Farbe	Silber
Sitz T x B x H (mm)	340 x 600 x 540
Gesamtmaße L x B x H (mm)	730 x 710 x 820-925
Maß gefaltet (mm)	300
Max. Belastbarkeit (kg)	200
Gewicht (kg), ohne Zubehör / mit Zubehör	11,8 / 12,6

Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder
Produktänderungen vorbehalten.

© DIETZ GmbH, 76307 Karlsbad

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
schriftlicher Genehmigung von DIETZ GmbH,
76307 Karlsbad.

Stand 11/2022. V15



Adaptiv-Rollstühle / Manuelle Rollstühle

DIETZ Power Elektro-Rollstühle

Rollatoren

Gehwagen / Gehhilfen

Scooter

Bad & WC

XL- und XXL-Produkte / Sonderanfertigungen

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
www.dietz-group.de

Ihr Sanitäts-Fachhaus