

Auf einen Blick: Dieser Reha-Kinderwagen passt zu uns

Diese Checkliste hilft Ihnen bei der Entscheidung, welcher Reha-Wagen oder Reha-Buggy für Sie in Frage kommt. Der Therapeut Ihres Kindes und Ihr Fachhändler beraten Sie bei der Auswahl.



Diese Checkliste können Sie auch herunterladen.
www.thomashilfen.de/checkliste-rehawagen

Anwendungsbeispiel: Das ist für mein Kind und mich im Alltag wichtig.

Mein Kind braucht eine komplette Liegeposition. Eine leichte Ruheposition reicht nicht aus, da es auch auf der Seite liegen soll.	...
Ich brauche einen Kinderwagen, bei dem ich schnell die Blickrichtung wechseln kann. Mein Kind krampft häufiger mal und ich möchte es beobachten können.	...
Mein Kind muss auch mal länger im Kinderwagen sitzen. Wenn es unterwegs müde wird, soll es sich etwas ausruhen können.	...
Weil mein Kind eine 180° Liegeposition haben muss und auch mal auf der Seite liegt, will ich sicher sein, dass der Wagen nicht anfängt nach hinten zu kippen.	...
Auf Wegen außer Haus soll mein Kind stabil und aufrecht sitzen. Ich möchte aber, dass er / sie trotzdem bequem sitzen kann und Phasen zur Entspannung hat.	...
Mein Kind reagiert auf Erschütterungen sehr empfindlich. Eine gute Federung und weiche Polsterung ist uns daher wichtig.	...
Mein Kind benötigt mehr Unterstützung für den Kopf. Am Besten wäre es, wenn wir eine individuelle und gut anpassbare Stütze bekommen könnten.	...
Die Beine von meinem Kind sollen nicht in der Luft baumeln, wenn es im Kinderwagen sitzt. Wir brauchen eine Fußstütze, die sich auf die Beinlänge einstellen lässt.	...
Unser Kinderwagen sollte vielseitig einsetzbar sein, weil wir uns nicht einschränken möchten. Er sollte in der Stadt mit Schwenkrädern und z. B. auf etwas holperigen Wegen mit festgestellten Rädern gut zu schieben sein.	...
Mein Kind benötigt viel Unterstützung beim Sitzen, alles am Kinderwagen muss ganz individuell einstellbar sein.	...
Wir sind viel unterwegs und unser Kinderwagen muss immer mit. Ich habe sowieso schon Rückenprobleme und möchte mich nicht mit einem schweren Kinderwagen belasten.	...
Mein Kind muss auch unterwegs medizinisch versorgt werden. Da müssen wir z.B. eine Sauerstoffflasche oder ein Absaugegerät mitnehmen. Der Kinderwagen sollte also eine passende Mitnahmemöglichkeit haben.	...
Da mein Kind so gut im Kinderwagen sitzt, wollen wir die Sitzeinheit als Therapiestuhl-Ersatz im Kindergarten nutzen. Dafür brauchen wir ein passendes Untergestell.	...
Wir haben schon einen Reha-Wagen und benötigen für eine Zweitversorgung einen praktischen Reha-Buggy, der sich schnell für kurze Strecken mitnehmen lässt.	...
Wir sind viel draußen unterwegs, machen gerne auch mal längere Spaziergänge. Der Kinderwagen muss in diesen Alltag passen.	...
Unser Fahrdienst bietet spezielle Haltevorrichtungen für Rollis und Kinderwagen im Minibus an. Der Kinderwagen soll dafür geeignet sein.	...
Mein Arzt fragt nach einer Hilfsmittel-Nummer, die auf dem Rezept zur Einreichung bei unserer Krankenkasse stehen soll.	...

☺ = vorhanden	Wichtig für uns	EASyS Advantage	EASyS Advantage S	EASyS Modular S	Grizzly	Yeti	Swiftly	Swiftly 2	Mouse	Mewa	Pegaz
	↓	Seite 12	Seite 16	Seite 20	Seite 22	Seite 24	Seite 27	Seite 27	Seite 38	Seite 42	Seite 44
Liegeposition 180°	<input type="checkbox"/>	☺							☺		
drehbarer Sitz (face-to-face), um Kind zu beobachten	<input type="checkbox"/>	☺	☺	☺	☺				☺	☺	
Rückenwinkelverstellung für Ruheposition	<input type="checkbox"/>	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
erhöhte Kippsicherheit (BSS Balance-Safety-System)	<input type="checkbox"/>	☺									
Sitzkantelung für Wechsel aktives / entspanntes Sitzen	<input type="checkbox"/>	☺	☺	☺	☺	☺			☺	☺	
extra hoher Sitzkomfort	<input type="checkbox"/>	☺	☺	☺							
mehrere Kopfstützen-Optionen	<input type="checkbox"/>			☺							
höhenverstellbare Fußstütze	<input type="checkbox"/>	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
feststellbare Vorderräder / Lenkstopp für unebenes Gelände	<input type="checkbox"/>	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
sehr viele Anpassungsmöglichkeiten	<input type="checkbox"/>	☺	☺	☺	☺	☺					
sehr geringes Gewicht	<input type="checkbox"/>						☺				☺
Ablageplatte für medizinische Geräte etc.	<input type="checkbox"/>	☺	☺	☺							
alternatives, absenkbares Untergestell für Innenräume	<input type="checkbox"/>	☺	☺	☺							
schnell einsetzbar & wendig, z.B. für häuslichen Bereich	<input type="checkbox"/>						☺	☺	☺		☺
Außenbereich Langstrecke	<input type="checkbox"/>	☺	☺	☺	☺	☺				☺	
zugelassen als Sitz in einem Motorfahrzeug (z.B. Bus) in „Crash“-Version	<input type="checkbox"/>	☺	☺	☺			☺	☺			
mit Hilfsmittel-Nummer (* in Bearbeitung)	<input type="checkbox"/>	☺	☺	☺	☺	☺*	☺	☺	☺	☺	☺