

Produktkatalog



VERMEIREN, seit 1957 Hersteller von Rollstühlen, spielt eine Schlüsselrolle in der Welt der Hilfsmittel zur Rehabilitation.

Die europäische Gruppe **VERMEIREN** hat sich im Laufe der Jahre auf die Herstellung von Rollstühlen, medizinischen Betten, Elektromobilen, Rollatoren und anderen Produkten spezialisiert, die Patienten oder Benutzer bei der Wahrung der Autonomie und Mobilität bestmöglich unterstützen.

Unsere europäischen Entwicklungs- und Designer-teams sind mit High-Tech-Werkzeugen ausgestattet, die jedem von uns hergestellten Produkt Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität verleihen.

Heute ist **VERMEIREN** eine Gruppe mit mehr als 750 Mitarbeitern, 10 Tochterunternehmen in Europa und Produkten, die in mehr als 45 Ländern weltweit vertrieben werden. Erlauben Sie uns, Sie auf eine Tour mitzunehmen und unseren Firmenfilm anzusehen, indem Sie den folgenden QR-Code scannen.



BELGIEN
POLEN
ÖSTERREICH
TSCHECHIEN
DEUTSCHLAND
ITALIEN
INDIEN
SPANIEN
FRANKREICH
SCHWEIZ
CHINA
DIE NIEDERLANDE



INHALT



05

MANUELLE ROLLSTÜHLE

43

ELEKTRO ROLLSTÜHLE

69

SCOOTER

81

BAD UND TOILETTE

MOBILITÄTSHILFEN

89

RAMPEN

97

HOMECARE

101

DREIRÄDER

115

SCHWERLASTPRODUKTE

123



Manuelle Rollstühle

Standardrollstühle

708D	06
D100	07

Leichtgewicht-Standardrollstühle

D200 - D200 V	08
D200 30°	10
V300	11
V300 XR	13
Eclips X4	14
Eclips X4 30° - 90° soft	15

Transportrollstühle

Bobby	16
G8WAY	17

Adaptivrollstühle

Trigo T - Trigo S	19
Sagitta	26

Multifunktionsrollstühle

Inovys II	28
EZ1	30

Kinderrollstühle

925 - Gemini 2	32
Eclips X4 kids - 708 Kids	33
Sagitta kids	34

Schiebehilfen

V-drive	35
---------------	----

Optionen

.....	36
-------	----

Gel-pads

.....	38
-------	----

NEO-Flex Gurtsysteme

.....	40
-------	----

708 D

STANDARDROLLSTUHL

HMV-NR.: 18.50.02.0092

Ästhetik, Zuverlässigkeit und Funktionalität.

Alle abnehmbaren Teile wie Fußstützen, Armlehnen, Räder und Polster können im Modulsystem getauscht werden. Mit der breiten Palette an Zubehör und Optionen lässt sich der Rollstuhl optimal an den Benutzer anpassen. Die überzeugende Qualität wird durch unabhängige europäische Institute bestätigt.

C29
grau



Die Armlehnen sind hinter die Rückenrohre abschwenkbar und abnehmbar

Steckachsen für einfache und schnelle Entfernung der Räder

Das Verriegelungssystem der Armlehnen stabilisiert diese so weit, dass keine seitlichen Bewegungen auftreten

Abweisrollen sichern Wände vor Kratzern und Beschädigungen während der Fahrt in engen Räumen



AMP kit
Achsrückverlagerung



Faltbar für Transport



Gummiräder zum Schutz von Wänden und Möbeln

■ Gesamtbreite	560 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Gesamtlänge	1109 mm
■ Gesamthöhe	910 mm
■ gefaltet	280 mm
■ Sitzhöhe	490 mm

■ Sitztiefe	430 mm
■ Höhe Rücken	420 mm
■ Höhe Armlehnen	225 mm
■ Gewicht	18 kg
■ Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

D100

STANDARDROLLSTUHL

HMV-NR.: 18.50.02.0120

Der ideale Standard- Rollstuhl mit vielen individuellen Einstellmöglichkeiten.

Schiebegriffe höhenverstellbar (Standard im Lieferumfang enthalten)

Sitzhöhereinstellung in 3 Positionen

Abklappbare und abnehmbare Armlehnen

Armpolster höhen- und tiefeneinstellbar

Beinstützen nach innen und außen abklappbar und abnehmbar

...

C70
grau



Ankipphilfe, links oder rechts montiert



Einstellung der Armlehne



■ Gesamtbreite	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm
■ Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 480 / 460 / 480 / 500 / 520 mm
■ Gesamtlänge	1010 mm
■ Gesamthöhe	880 - 940 mm
■ gefaltet	300 mm
■ Sitzhöhe	470 - 530 mm

■ Sitztiefe	430 mm
■ Höhe Rücken	420 mm
■ Höhe Armlehnen	220 - 240 mm
■ Gewicht	18 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

D200

LEICHTGEWICHT-STANDARDROLLSTUHL

HMV-NR.: 18.50.02.2117

Der D200 ist ein idealer leichter Hybrid-Aluminiumstuhl. Kompletz faltbar mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, einschließlich der winkelverstellbaren Fußplatten.

Sitzhöhereinstellung in drei Positionen
Abklappbare und abnehmbare Armlehnen
Armpolster höhen- und tiefeinstellbar
Sitzhöhereinstellung in drei Positionen
Beinstützen nach innen und außen abklappbar und abnehmbar...



Höheneinstellbare Armlehnen



Faltbar. Leicht zu transportieren

C86
grau



■ Gesamtbreite	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm
■ Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm
■ Gesamtlänge	1010 mm
■ Gesamthöhe	880 - 940 mm
■ gefaltet	300 mm
■ Sitzhöhe	470 - 530 mm

■ Sitztiefe	430 mm
■ Höhe Rücken	420 mm
■ Höhe Armlehnen	220 - 240 mm
■ Gewicht	16,8 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

D200 V


LEICHTGEWICHT-STANDARDROLLSTUHL

HMV-NR.: 18.50.02.2117

Der Leichtgewichtrollstuhl D200 in der Ausstattungsvariante mit anpassbarem Rücken, einstellbarer Rückenhöhe und verstellbarer Sitztiefe über das Sitztuch.

höhenverstellbare Schiebegriffe
Rückenhöhe einstellbar
Armpolster tiefen- und höheneinstellbar
Radstandverlängerung (Adapterblock)
Steckachsen...

C80
blau



Kletrücken



Faltbar. Leicht zu transportieren



■ Gesamtbreite	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm
■ Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm
■ Gesamtlänge	1010 mm
■ Gesamthöhe	880 - 940 mm
■ gefaltet	300 mm
■ Sitzhöhe	470 - 530 mm

■ Sitztiefe	430 mm
■ Höhe Rücken	420 mm
■ Höhe Armlehnen	225 mm
■ Gewicht	18 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

D200 30°

LEICHTGEWICHT-STANDARDROLLSTUHL

Der D200 30° ist ein leichter Hybrid-Aluminiumstuhl. Kompletz faltbar mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, einschließlich winkelverstellbaren Fußplatten und einer Rückenneigung bis 30°.

- Sitzhöhereinstellung in drei Positionen
- Abklappbare und abnehmbare Armlehnen
- Armpolster höhen- und tiefeneinstellbar
- Beinstützen nach innen und außen abklappbar und abnehmbar
- Schiebebügel



C86
grau



Rückenneigung bis 30°



Ideal in einem kleineren Auto

■ Gesamtbreite	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm
■ Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm
■ Gesamtlänge	1010 mm
■ Gesamthöhe	880 - 940 mm
■ gefaltet	300 mm
■ Sitzhöhe	470 - 530 mm

■ Sitztiefe	430 mm
■ Höhe Rücken	420 mm
■ Höhe Armlehnen	220 - 240 mm
■ Gewicht	19 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



V300 XR

LEICHTGEWICHT-STANDARDROLLSTUHL

Der V300 XR ist ein aktiver und leichter Rollstuhl für Menschen, die sich gerne dynamisch bewegen. Es besteht aus leichtem Aluminium, um das Gesamtgewicht so gering wie möglich zu halten. Räder und Beinstützen können problemlos entfernt werden und der Stuhl passt nach dem Zusammenklappen in fast jedes Auto.

Weitere Informationen, wie z.B. Farben und Optionen finden Sie in unserem Bestellformular.

- ✦ 4 Sitzhöhen
- ✦ 5 Sitztiefen
- ✦ 9 Sitzbreiten
- ✦ 5 Sitzwinkel
- ✦ Aufbewahrungsfach unter dem Sitz
- ✦ Vielzahl verschiedener Optionen



- C71**
blau
- C72**
rot
- C73**
grün



Option, verstell- und abnehmbare Schiebegriffe



Spannungsverstellbare Rückenlehne



■ Gesamtbreite	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Gesamtlänge	1040 mm
■ Gesamthöhe	850 - 940 mm
■ gefaltet	310 mm
■ Sitzhöhe	440 - 530 mm

■ Sitztiefe	440- 520 mm
■ Höhe Rücken	300 / 350 / 400 mm
■ Höhe Armlehnen	170 mm
■ Gewicht	16 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Eclips X4

LEICHTGEWICHTROLLSTUHL, ADAPTIV
HMV-NR.: 18.50.02.2065

Leichter Aluminiumrollstuhl mit verstellbarem Rahmen. Tiefenverstellbar, verstärktes Kreuz und Quickrelease-Hinterräder (Steckachse). Die Fußstützen können sowohl nach innen als auch nach außen geklappt werden. Für optimalen Komfort sind die Fußstützen in der Tiefe verstellbar.

C20
blau

C25
schwarz

C29
grau

C30
grau

- ▶ Aluminiumgabeln verringern das Gewicht des Rollstuhls - die Befestigungshöhe ist veränderbar. Die Lenkräder können in verschiedenen Höhen in der Lenkradgabel angebracht werden
- ▶ Sitztiefenvariabler Rahmen
- ▶ Tiefenverstellbare Fußauflagen
- ▶ Steckachsen schnelle Entfernung der Räder



Aluminiumgabeln



Einstellungen der Sitztiefe



Faltbar, leicht zu transportieren



■ Gesamtbreite	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 740 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 550 mm
■ Gesamtlänge	1000 - 1210 mm
■ Gesamthöhe	910 - 1015 mm
■ gefaltet	300 mm
■ Sitzhöhe	390 - 520 mm

■ Sitztiefe	420 - 500 mm
■ Höhe Rücken	420 - 460 mm
■ Höhe Armlehnen	220 mm
■ Gewicht	17 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Eclips X4 90°

LEICHTGEWICHTROLLSTUHL MIT VERSTELLBAREM RÜCKEN (90°)

Leichter Aluminiumrollstuhl mit einer 90° Rückenverstellung. Ideal für die längere Nutzung eines Rollstuhls mit einer Vielzahl von Optionen, um den Bedürfnissen des Benutzers gerecht zu werden.

Rückenwinkel mit Gasfeder von Begleitperson bis zu 90° verstellbar
 höhenverstellbare Schiebegriffe
 Sitz-/Rückenbezug gepolstert
 Armlehnen Desk (B03) abschwengbar und abnehmbar
 ...



Softvariante



C25
schwarz

C30
grau

■ Gesamtbreite	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 740 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 550 mm
■ Gesamtlänge	1000 - 1210 mm
■ Gesamthöhe	910 - 1015 mm
■ gefaltet	300 mm
■ Sitzhöhe	390 - 520 mm

■ Sitztiefe	420 - 500 mm
■ Höhe Rücken	420 - 460 mm
■ Höhe Armlehnen	235 mm
■ Gewicht	30 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Bobby

TRANSPORTROLLSTUHL


Extrem leichter, jedoch kompakter Transportrollstuhl, sehr einfach und klein zu falten.

Ein perfekter Begleiter für den Urlaub, im Krankenhaus, bzw. für jeglichen Transport des Patienten. Extrem leicht, einfach zu falten, klein zum Verstauen.

C80
blau



- ▶ Begleitpersonbremse mit Feststeller
- ▶ gepolsterte fixe Armlehnen
- ▶ winkelverstellbare Fußplatten & Ankipphilfe
- ▶ längeneinstellbare Fußstützen
- ▶ Fersenbänder & Sicherheitsgurt
- ▶ Utensilentasche auf dem Rücken
- ▶ Rücken faltbar für den Transport



Faltbar, leicht zu transportieren



Hinterradbremsen



Option: Kleiderschutz Stoff



faltbare Rückenlehne mit integrierter Tasche

■ Gesamtbreite	575 / 635 mm
■ Sitzbreite	420 / 480 mm
■ Gesamtlänge	950 mm
■ Gesamthöhe	940 mm
■ gefaltet	270 mm
■ Sitzhöhe	500 mm

■ Sitztiefe	420 mm
■ Höhe Rücken	380 mm
■ Höhe Armlehnen	220 mm
■ Gewicht	9,4 kg
■ Benutzergewicht	115 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

G8WAY

TRANSPORTROLLSTUHL FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Der G8WAY ist der perfekte Transportrollstuhl für Ihr Unternehmen. Besucher mit eingeschränkter Mobilität können jetzt bequem, stilvoll und sicher transportiert werden. Der G8WAY verleiht Ihrer Einrichtung ein kundenfreundliches und mobilitätsorientiertes Erscheinungsbild.

Optionale Zubehöre wie z. B. ein Münzschloss, Infusionshalter, individuelle Werbung oder ein Dokumentenhalter sind auf Anfrage erhältlich.



Der G8WAY kann hintereinander in einer Reihe verschachtelt und mit einem Münzschloss verschlossen werden. Dank des Münzschlusses bringen die Benutzer den G8WAY wieder an seinen Ausgangspunkt zurück.



Die Fußplatte wurde so konzipiert, dass diese nach unten und oben geklappt werden kann. Der G8WAY benötigt nur minimalen Platz in der Lagerung.



Der G8WAY ist an das Image Ihres Unternehmens anpassbar - mit Optionen wie Dokumentenhalter oder individueller Werbung.

■ Gesamtbreite	700 mm
■ Sitzbreite	420 mm
■ Gesamtlänge	880 mm
■ Gesamthöhe	990 mm
■ Statische Stabilität bergauf	6°
■ Sitzhöhe	480 mm

■ Sitztiefe	410 mm
■ Höhe Rücken	517 mm
■ Höhe Armlehnen	250 mm
■ Gewicht	26 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Trigo S

▶ Video Präsentation



ADAPTIVROLLSTUHL

HMV-NR.: 18.50.03.0261

Der TRIGO S ist ein trendiger, aktiver und leichter Rollstuhl, der speziell für Menschen entwickelt wurde, die gerne mobil und unabhängig sind.

Sportlich und modern aussehende Hinterräder (Schnellverstellräder, die in Winkel und Höhe verstellt werden können) mit schwarzen Felgen, leicht zugänglichen Bremsen und kleinen vorderen Lenkrollen (höhenverstellbar) von 3" bis 6".

Der TRIGO S wird mit einer festen Fußplatte und einer höhenverstellbaren Seitenplatte geliefert. Der Schwerpunkt des Rollstuhls kann verändert werden, um sich jedem Nutzer anzupassen.



Es stehen 32 verschiedene Farben zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website.



■ Gesamtbreite	460 - 660 mm
■ Sitzbreite	300 - 500 mm
■ Vorderräder	3" / 4" / 5" / 6"
■ Hinterräder	18" / 20" / 22" / 24" / 26"
■ Sitzhöhe	380 - 510 mm
■ Höhe Rücken	250 - 510 mm

■ Sitztiefe	320 - 500 mm
■ Gesamtlänge	676 - 1046 mm
■ Sturz	0° / 2° / 4° / 6°
■ Gewicht	12 kg
■ Benutzergewicht	70 - 130 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.







OPTIONEN



B82S Seitenschutz fest aluminium
B82C Seitenschutz fest carbon



B82 Spritzschutz fest aluminium



Bi5 höhenverstellbare
Armlehnen



Rohrarmlehne
klappbar



B82S-A abnehmbarer
Seitenschutz aluminium



B82L-A abnehmbarer
Seitenschutz carbon



B82-A abnehmbarer
Spritzschutz aluminium



B82S-C abnehmbarer
Seitenschutz lang aluminium



B82-C abnehmbarer
Spritzschutz carbon



Standard schwarz
3", 4", 5", 6"



Transparent
3", 4", 5", 6"



Aluminium silber
3", 4", 5"



Aluminium blau
3", 4", 5"



Aluminium rot
3", 4", 5"



Carbon
4", 5"



LED
4", 5"



Standardräder
18"



Spirit Räder aluminium
24"



Spirit Räder rot
24"



Spirit Räder blau
24"




Off-road Räder
24"



Druck- oder Ziehbremsen



Sportbremsen



Standardbremsen
mit klappbaren Griffen - B40



Gehstützenhalter links
oder rechts - B31L - B31R




Kippstützen links oder
rechts B78L - B78R



Stabilisationsstange
B90




Reiserolle
B86



Seitenpelotten links oder
rechts (große Ausführung)
L04 L - L04 R



Seitenpelotten links oder
rechts (kleine Ausführung)
L04S L - L04S R



Trommelbremse



Speichenschutz



Neoflex-Gurte



Trigo T

▶ Video Präsentation



ADAPTIVROLLSTUHL

HMV-NR.: 18.50.03.0260

Der TRIGO T ist ein trendiger, aktiver und leichter Rollstuhl, der speziell für Menschen entwickelt wurde, die gerne mobil und unabhängig sind.

Sportlich und modern aussehende Hinterräder (Schnellverstellräder, die in Winkel und Höhe verstellt werden können) mit schwarzen Felgen, leicht zugänglichen Bremsen und kleinen vorderen Lenkrollen (höhenverstellbar) von 3" bis 6".

Der TRIGO T verfügt über verstell- und abnehmbare Fußstützen. Der Schwerpunkt des Rollstuhls kann verändert werden, um sich jedem Nutzer anzupassen.



Es stehen 32 verschiedene Farben zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website.



■ Gesamtbreite	460 - 660 mm
■ Sitzbreite	300 - 500 mm
■ Vorderräder	3" / 4" / 5" / 6"
■ Hinterräder	18" / 20" / 22" / 24" / 26"
■ Sitzhöhe	380 - 510 mm
■ Höhe Rücken	250 - 510 mm

■ Sitztiefe	320 - 500 mm
■ Gesamtlänge	676 - 1046 mm
■ Sturz	0° / 2° / 4° / 6°
■ Gewicht	12,3 kg
■ Benutzergewicht	70 - 130 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Sagitta

ADAPTIVROLLSTUHL MIT STARREM RAHMEN

Der Sagitta ist ein moderner, aktiver Rollstuhl, der vollständig personalisiert werden kann. Armlehnen, Beinstützen und verstellbare Maße gehören dazu. Das maximale Gewicht beträgt aufgrund des festen Rahmens aus leichtem Aluminium nur 9,5 kg. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, Speicherschutz mit farbenfrohen Aufdrucken und einer großen Auswahl an Vorder- und Hinterrädern.

- Option verstellbare Rückenlehne
- Sitz und Rückenlehne aus hochwertigem Cordura-Nylon
- spannungsverstellbare Rückenlehne und Sitz
- einstellbarer Radsturz



Begrenzte Größe für den Transport



Höhenverstellbare Schiebgriffe



Option B23 - Sitzkissen



Option B78 - Möglichkeit der Montage eines Kippschutzsystems



Option B82 - Spritzschutz



■ Gesamtbreite	550 / 780 mm
■ Sitzbreite	360 / 460 mm
■ Sitzwinkel	7°
■ Sitzhöhe	480 mm
■ Vorderräder	3" / 4" / 5"
■ Höhe Rücken	230 - 430 mm

■ Sitztiefe	330 - 460 mm
■ Gesamtlänge	755 - 855 mm
■ Sturz	0° / 2° / 4° / 6° / 8°
■ Gewicht	9,5 kg
■ Benutzergewicht	100 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

OPTIONEN



B82S Kleiderschutz fest



B82 Kleiderschutz mit abnehmbaren Spritzschutz



B82S + tube Armauflage Rohrform mit festem Kleiderschutz



Sportbremsen



Standardbremsen



Fußstütze mit Aluminiumplatte (Kinder)



Fußstütze mit separaten Fußplatten



Mono-bloc standard



Mono-bloc mit Aluminiumplatte



höhenverstellbare Schiebegriffe



Standardschiebegriffe



3" transparent



4" transparent



5" transparent



3" schwarz



4" schwarz



5" schwarz



Speichenschutz B85 M3 Extreme



Speichenschutz B85 M1 Blumen



Speichenschutz B85 M2 Blumen



Speichenschutz B85 M3 Piraten



Speichenschutz B85 Logo Sagitta




Speichenschutz B85 transparent



Delphi Alu Schwalbe Right Run
ca. 1,38 kg mit Rad
kompatibel mit:
1. Marathon Plus Evolution (1901721)
2. Schwalbe Right Run (2990948)



24" Wheels Spinergy
ca. 1,79 kg mit Rad
kompatibel mit:
1. Marathon Plus Evolution (1901721)



24" Wheels Off Road
ca. 2,24 kg mit Rad
kompatibel mit:
1. Landcruiser (2991487)



24" Wheels Spirit
ca. 1,85 kg mit Rad
kompatibel mit:
1. Marathon Plus Evolution (1901721)

Inovys II

MULTIFUNKTIONSROLLSTUHL

HMV-NR.: 18.50.02.7048

PFLEGE-HMV-NR.: 50.54.07.2024

Der Inovys II ist ein sehr komfortabler Rollstuhl mit mehreren Einstellungsmöglichkeiten. Er hat eine verstellbare Rückenlehne von 0° bis 54° und einen verstellbaren Sitz von 0° bis 21° (mittels Gasdruckfedern).

Dank des vorgeformten Kissens auf Sitz und Rücken, seiner Beinstützen mit bequemen Kissens oder seiner voll verstellbaren Kopfstütze wurde der Inovys II so konzipiert, dass er dem Benutzer maximalen Komfort bietet.



Der Inovys II ist in zwei Versionen erhältlich: die klassische Version mit einer Neigung des Sitzes und der Rückenlehne durch Gasdruckfedern (ideal für die Begleitperson) oder eine **Inovys II-E-Version** mit elektrischer Sitz- und Rückenlehnenneigung.

Mit seinen zahlreichen Einstellmöglichkeiten auf Sitzhöhe, Rückenlehne, Armlehnen, Beinstützen, Kopfstütze ... kann der Stuhl an fast alle Körpertypen angepasst werden. Viele Zubehörteile und Optionen stehen ebenfalls zur Verfügung, um den Stuhl weiter anzupassen.



Sitz- und Rückenlehnenneigung durch Gasdruckfedern für mehr Präzision und Komfort für den Benutzer und die Begleitperson





Option: elektrische Sitz / Rückenankelung



L58 - Kopfstütze



- ▶ Sitzneigung bis -21° mit Gasfeder verstellbar
- ▶ Sitzkissen ergonomisch und druckentlastend geformt
- ▶ Rückenneigung bis 54° mit Gasfeder verstellbar
- ▶ Rückenhöhen 55 cm - 58,5 cm
- ▶ Rückenpolster höhen- und tiefeneinstellbar
- ▶ Rückenpolster ergonomisch und druckentlastend geformt
- ▶ Armlehnen höhen- und breitenverstellbar, abnehmbar
- ▶ Armpolster tiefenverstellbar
- ▶ Beinstützen breiten- und tiefenverstellbar
- ▶ Beinstützen mit Längenausgleich winkelverstellbar bis 90°
- ▶ Beinstützen nach innen und außen abklappbar, längeneinstellbar
- ▶ Fußplatten winkelverstellbar (Spitzfußverstellung)
- ▶ Kopfstütze individuell einstellbar
- ▶ Bereifung pannensicher 24"/8" (Serienausstattung)
- ▶ Belastbarkeit: 135 kg
- ▶ verstärkte Beinstützenhalterungen
- ▶ Sitzkissen abnehmbar (rutschfester Boden)
- ▶ Option: Elektrische Sitz-/Rückenverstellung

■ Gesamtbreite	580 / 630 / 680 / 730 mm
■ Sitzbreite	400 - 450 - 500 mm
■ Gesamtlänge	1010 - 1050 mm
■ Gesamthöhe	990 - 1060 mm
■ Sitzneigung	$0^\circ - 21^\circ$
■ Sitzhöhe	460 - 530 mm

■ Sitztiefe	460 - 520 mm
■ Höhe Rücken	550 - 585 mm
■ Höhe Armlehnen	220 - 320 mm
■ Gewicht	36 kg
■ Benutzergewicht	135 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, $1,5^\circ$) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

EZ1

EZ1 MULTIFUNKTIONSROLLSTUHL

MIT ERHÖHTER BELASTBARKEIT

HMV-NR.: 18.50.02.8006

PFLEGE-HMV-NR.: 50.54.07.2020

Der klassische EZ1 ist immer noch sehr beliebt. 100% Handwerkskunst; bequemer Sitz und Rückenlehne sowie Optionen und Anpassungen, um den Stuhl auf Ihre Wünsche abzustimmen.

C29
grau

C21
weinrot



► Sitzkissen ergonomisch und druckentlastend geformt

► Rückenneigung bis 50° mit Gasfeder verstellbar

► Rückenhöhen 60 cm oder 50 cm

► Rückenpolster ergonomisch und druckentlastend geformt

► Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar, abnehmbar

► Beinstützen mit Längenausgleich winkelverstellbar bis 113°



Abnehmbare Armlehnen und Seitenteile für einfachen Transfer



faltbare Rückenlehne

■ Gesamtbreite	600 / 630 / 660 / 690 / 720 / 750 / 780 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 450 / 480 / 510 / 540 / 570 mm
■ Gesamtlänge	1116 - 1122 mm
■ Gesamthöhe	980 mm
■ Winkel der Sitzfläche	-5° - 15°
■ Sitzhöhe	490 - 620 mm

■ Sitztiefe	430 - 520 mm
■ Höhe Rücken	500 / 600 mm
■ Höhe Armlehnen	190 / 290 mm
■ Gewicht	43,45 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



925

KINDERROLLSTUHL

Speziell für den kurzfristigen Einsatz im Verleihsystem konzipiert. Dieses Modell können Sie auch mit hochschwenkbaren Beinstützen (z. B. nach Beinbrüchen) und gleichzeitiger Verwendung des Fußbrettes (für das gesunde Bein) verwenden.



Verstellbare Fußplatte

Da ein Kind wächst schneller als das andere. Daher ist es wichtig, dass die Fußplatte sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe verstellbar ist.



■ Gesamtbreite	480 / 540 mm
■ Gefaltet	320 mm
■ Sitzbreite	290 / 350 mm
■ Höhe Armlehnen	120 - 155 mm
■ Sitzhöhe	480 mm
■ Höhe Rücken	360 mm

■ Höhe Beinstützen	100 - 300 mm
■ Sitztiefe	330 mm
■ Gesamtlänge	790 mm
■ Gewicht	13 kg
■ Benutzergewicht	60 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Gemini 2

KINDER BUGGY

Der Gemini 2 ist ein Reha-Buggy aus Aluminium und bietet aufgrund seines Designs verschiedene Anpassungsmöglichkeiten.

- verstellbare Schiebestange
- verstellbare Rückenlehne / Fußplatte

Der Gemini 2 ist der perfekte Begleiter. Durch seine Funktionalität stehen Sie immer in direktem Kontakt zu Ihrem Kind. Darüber hinaus ist der Gemini 2 leicht, faltbar und für Reisen einfach zu zerlegen. Mehrere Optionen wie z. B. Regenschutz, Abduktionskeil, zusätzliche Seitenstützen oder Fußschlaufen sind erhältlich.



Verstellbar



Pedalbremse



Einstellbare Schiebestange



■ Gesamtbreite	620 / 690 mm
■ Gefaltet	620 / 690 mm
■ Sitzbreite	320 / 400 mm
■ Höhe Armlehnen	200 mm
■ Sitzhöhe	510 mm
■ Höhe Rücken	520 - 640 / 650 - 780 mm

■ Höhe Beinstützen	250 - 340 / 315 - 400 mm
■ Sitztiefe	300 - 360 / 380 - 430 mm
■ Gesamtlänge	950 / 1060 mm
■ Gewicht	18 / 27 kg
■ Benutzergewicht	35 / 50 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße für Sitzbreite 320 und 400 mm. - Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Eclips X4 kids

KINDERROLLSTUHL

Der aus Aluminium gefertigte Eclips X4 Kids bietet Ihnen einen ultraleichten Rollstuhl, kombiniert mit Robustheit und Benutzerfreundlichkeit. Ausgestattet mit Kleiderschutz ergibt sich ein sehr moderner Look. Ohne die Räder und Fußstützen wiegt der Eclips X4-Kids nicht mehr als 9 kg, was den Transport sehr einfach macht.

- C34
gelb
- C35
pink
- C36
lila
- C37
blau

MODEL T30 Transit-Version



Kleiderschutz



höhenverstellbare
Schiebegriffe (Option)



■ Gesamtbreite	500 / 550 mm
■ Gefaltet	310 mm
■ Sitzbreite	320 / 370 mm
■ Höhe Armlehnen	150 - 180 mm
■ Sitzhöhe	420 - 470 mm
■ Höhe Rücken	350 - 400 mm

■ Höhe Beinstützen	255 - 365 mm
■ Sitztiefe	310 / 330 / 350 / 370 mm
■ Gesamtlänge	830 - 1000 mm
■ Gewicht	15 kg
■ Benutzergewicht	80 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

708 kids

KINDERROLLSTUHL

Kompakter robuster Rollstuhl aus Stahl. Rückverlagerte Hinterräder für verbesserte Stabilität. Ausgestattet mit dem Quickrelease-System (Steckachsen) zum schnellen und einfachen Entfernen der Hinterräder.

- C16
blau
- C29
grau



■ Gesamtbreite	500 / 550 mm
■ Gefaltet	310 mm
■ Sitzbreite	320 / 370 mm
■ Höhe Armlehnen	210 mm
■ Sitzhöhe	445 mm
■ Höhe Rücken	420 mm

■ Höhe Beinstützen	210-310 mm
■ Sitztiefe	350 mm
■ Gesamtlänge	985 mm
■ Gewicht	18 kg
■ Benutzergewicht	60 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Sagitta kids

KINDERROLLSTUHL

Aktiver Rollstuhl für Kinder. Die Sagitta-Kids ist ein Spiegelbild des Sagitta für Erwachsene. Und noch wichtiger ist, dass dieser Rollstuhl dank der Vielzahl von Einstellungen mit Ihrem Kind wächst. Der Rahmen ist so konstruiert, dass Sie die Sitzbreite ändern können.



- ▶ Radsturz der Antriebsräder wählbar
- ▶ Antriebsräder mit Quick-Release-System
- ▶ Komfortable Polsterung mit hoher Festigkeit
- ▶ Rücken in Höhe und Winkel verstellbar
- ▶ Höhenverstellbarer Fußbügel
- ▶ Sportbremsen
- ▶ Optional: Höhenverstellbare Schiebegriffe
- ▶ Optional: Kippschutz (B78)
- ▶ Optional: Fußplatte
- ▶ Optional: bedruckter Speichenschutz (B85)
- ▶ Spritzschutz Aluminium (B82)
- ▶ Optional: Verschiedene Lenkräder möglich (4", 5" und 5,5")



Einstellung der Schiebestange



Standardbremsen



■ Gesamtbreite	460 / 655 mm
■ Sitzbreite	240 - 430 mm
■ Winkelverstellung Rücken	-7° / +7°
■ Sitzhöhe	370 - 428 mm
■ Höhe Rücken	230 - 430 mm
■ Höhe Beinstützen	220 - 270 mm

■ Sitztiefe	280 - 320 mm
■ Gesamtlänge	700 - 750 mm
■ Sturz	4° / 6° / 8° / 10°
■ Gewicht	9 kg
■ Benutzergewicht	60 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

V-Drive

SCHIEBEHILFE

HMV-NR.: 18.99.04.1027

Die Schiebehilfe V-Drive erweitert den Bewegungsradius Ihres manuellen Rollstuhls. Sie unterstützt eine Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls. Zur Überwindung von Steigungen oder einfach für einen Spaziergang im Freien... all das ist ideal für den Einsatz des V-Drive. Die bedienerfreundliche Steuerung des V-Drive sichert den täglichen und komfortablen Einsatz Ihres Rollstuhls.

Wir bieten zwei Versionen der Schiebehilfe V-Drive an:

Standardversion

(für eine max. Belastung bis 135 kg inkl. Rollstuhl)

Schwergewichtversion HD

(für eine max. Belastung bis 200 kg inkl. Rollstuhl)



Anbaubar für die
manuellen Rollstuhlmodelle

- ▶ 708 D
- ▶ 28
- ▶ ECLIPS X4
- ▶ D100
- ▶ D200
- ▶ V300
- ▶ EZ-1



Durch die Höhenverstellung kann der Motor horizontal positioniert werden.

■ Sitzbreite	390 - 480 mm (500 - 600 mm H.D. Ausführung)
■ Gesamtlänge	380 mm
■ Gesamthöhe	350 mm
■ max. Geschwindigkeit	6 km/h
■ max. Steigung	+6° (10%)
■ Reichweite	15 km

■ Antrieb	150 W (200 W H.D. Ausführung)
■ Batterie	2 x 12 V / 12 Ah
■ Gewicht	22,4 kg (23 kg H.D. Ausführung))
■ Benutzergewicht	135 kg* (200 kg* H.D. Ausführung)
	* inklusive Rollstuhl
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

PTIONEN

MANUELLE ROLLSTÜHLE



B14 Rückenteilverlängerung



B47 - Kopfstütze mit Bügel



L55 - Kopfstütze für feste Rücken



B17 - Toiletteinrichtung



B22 - Spreizkeil



B23 - Sitzkissen 40 mm



B26 - Keilkissen 20 - 60 mm



B37 - 60 mm Kissen mit ovaler Öffnung



B42 Einkaufsnetz



B79 Dokumentenhalter



B90 Schiebebügel



L04 Seitenpelotte



L14 - anatomischer Rücken (soft)



L15 - anatomischer Sitz (soft)



L14 - anatomischer Rücken (skai)



L15 - anatomischer Sitz (skai)



L24 - geformter Rücken (skai)



L25 - geformter Sitz (skai)



L34 - geformter Rücken Softausführung



L35 - geformter Sitz Softausführung



L44 - Kletterücken



B02 - Armlehne lang



B03 - Armlehne kurz (Desk)



B05 - Armlehne höhenverstellbar



B112 - Hemiplegie Armauflage



B66/O - Hemiplegie Armauflage



Bi5 - Armlehne höhenverstellbar



AMP - Achsrückverlagerung



HEM2 Doppelgreifreifen Antrieb



S1 - Niedrige Sitzhöhe



T30 Transitvariante

OPTIONEN

MANUELLE ROLLSTÜHLE



B06
Standardbeinstützen




B18 - Fersenbänder



B19 - FuBriemen



B21 - breites
Wadenband



BA6
Standardbeinstützen
verkürzte Version



BB6 - verstellbare
kurze Beinstütze



BK6 - Fußbrett



BL6 - Fußbrett
kurze Version



BN6 - kurze Version



B07 - Beinstützen höhen-
verstellbar lange Version



B08 - Beinstützen höhen-
verstellbar kurze Version



BK7 / BL7
Stumpfauflage



BP7
Beinschiene



BZ7 - winkelverstellbare
Beinstützen mit Längenaus-
gleich, lange Version



BZ9 - Fußkasten



BZ10 - Fußkasten
+ Seitenkante 70 mm

BZ8 - winkelverstellbare
Beinstützen mit Längenaus-
gleich kurze Version



B12
Therapietisch Holz



B15
Therapietisch Plexi



B20
Sicherheitsgurt



B31
Gehstützenhalter



B33
Greifreifenüberzug



B40 - Bremshe-
belverlängerung




B52
Infusionshalter



B58 - Sicherheitsgurt
Auto Lock



B74 - Trommelbremse
Begleitperson



B78
Kippschutz



B83
Flaschenhalter



B85
Speicherschutz



B86
Reiserollen



B91
Wegfahrsperr



B101 - Diebstahlsicherung
mit Münzschlitz



B115 - Therapietisch
Polycarbonat

GEL-Pads



V10 - Schutzgürtel
Gel (Paar) - 60 x 240 mm



V12 - V14 - Schutz für Rohre
Gel 6" - 8" (Paar)
120 x 160 mm - 120 x 200 mm



V16 - Fersenschutz
Gel (Paar) - 120 x 140 mm



V18 - Handprotector - Gel
für Gehstock oder Rollator mit
Klettverschluss (Paar) - 120 x 130 mm



V20 - Schutz für Sicherheitsgurte
Gel (2 Teile)
325 x 80 mm und 230 x 70 mm



V22 - Schutz für Armlehnen
Gel (Paar) - 110 x 340 mm



V24 - Seitenschutz (Bein)
Gel (Paar) - 310 x 90 mm



V26 - Wadenschutz
Gel - 2 Teile - 400 x 190 mm



V28 - Fußplattenaufgabe
Gel (Paar) - 155 x 210 mm



V30 Polster selbstklebend - Gel
oval, kurz (Paar) - 80 x 100 mm



V32 - Polster selbstklebend
Gel oval, medium (Paar) - 100 x 200 mm



V34 - Polster selbstklebend
Gel oval, lang (Paar) - 120 x 300 mm



V36 - Polster selbstklebend
oval 120 x 70 mm



V38 - Armpolster
Gel (Paar) - 90 x 300 mm



V40 - Knieprotector
Gel (Paar) - 100 x 100 mm



V10



V14



V12



V18



V22



V32



V28




V10

V12


In vielen Fällen kann es unverzichtbar sein, einzelne Teile oder Regionen des Rollstuhl zusätzlich abzupolstern. VERMEIREN bietet eine umfangreiche Palette an Gelprotektoren an, die alle leicht angebracht werden können und Ihren Alltag erleichtern.



V24



V26



V38



V40



V30



V32



V34



V36

Neo-Flex

HMV-NR.: 18.99.99.0906

Neo-Flex Sicherheitsgurte

9 Lösungen, die vollständig kompatibel und an unsere Rollstühle anpassbar sind. Diese Gurte verbinden Komfort, Solidität und Zuverlässigkeit. Jedes Modell ist für den Komfort jedes Benutzers in mehreren Breiten erhältlich.



U73 - Weste mit Reißverschluss
Erhältlich in schmaler oder breiter Version. Erhältlich in 5 Grössen (XS, S, M, L und XL)



U74 - Weste ohne Reißverschluss
Erhältlich in schmaler oder breiter Version. Erhältlich in 5 Grössen (XS, S, M, L und XL)



U75 - 4-Punkt Befestigungsgurt
Erhältlich in 4 Grössen (XS, S, M und L)



U76 - 2-Punkt Befestigungsgurt
Erhältlich in 4 Grössen (XS, S, M und L)



U78 - Schultergurt
2 Möglichkeiten der Befestigung - Standard oder gekreuzt
Erhältlich in 3 Grössen (S, M und L)



U79 - Schultergurt H-Typ
Erhältlich in 4 Grössen (S, M, L und XL)



U80 - Brustgurt
Erhältlich in 5 Grössen (XS, S, M, L und XL)



U01 - Beckengurt
Erhältlich in 4 Grössen (XS, S, M und L)

Neo-Flex

HMV-NR.: 18.99.99.0906

Für jedes Problem bietet Ihnen Neoflex die Lösung.
Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie
auf unserer Webseite: www.vermeiren.de



Einige
Anwendungs-
beispiele

KYPHOSE



LORDOSE



SKOLIOSE



DREHUNG DES RUMPFES





Elektro Rollstühle

Elektrorollstühle - Erwachsene

Express	44
Navix	45
Navix SU	46
Forest DE-Variante	47
Forest 3	51
Forest 3+	52
Forest 3 SU	53
Timix	54

Timix SU	55
Sigma	57
Turios	61

Elektrorollstühle Kinder

Forest kids	62
Springer	63
LiNX controller	64
Optionen	66

Express

INNENFAHRER

HMV-NR.: 18.46.05.0012

Der Express ist ein elektrischer Rollstuhl mit geringer Gesamtbreite und ist einfach zu bedienen. Zerlegbar und faltbar für den Transport oder die Reise.

Batterien, Rückenteil und Sitzkissen sind ganz einfach herausnehmbar. Auf diese Weise kann der Express zusammengeklappt werden und ist einiges leichter (nur 29,9 kg). So passt er leicht in den Kofferraum.



Einfacher Zugang zum Entkoppeln des Motors und zum Herausnehmen der Batterie



Separate Batteriekästen

C29
grau



■ Gesamtbreite	580 / 610 / 630 / 650 / 690 mm
■ Gesamtlänge	950 mm
■ Gesamthöhe	960 mm
■ Sitzhöhe	540 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 500 mm
■ Sitztiefe	430 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 38Ah & 50Ah - 2 x 150W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	18 km & 25 km
■ Gewicht	67 kg
■ Benutzergewicht	90 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Navix

INNENFAHRER

Bessere Manövrierfähigkeit durch die kompakte Bauweise in Kombination mit dem Vorderradantrieb, der engere Radien fahrbar macht, aber auch Hindernisse leicht überwindbar gestaltet. Für den Transport lässt sich der NAVIX leicht auseinanderbauen und im Kofferraum auch eines kleinen PKW's verstauen, da sich die komplette Sitzeinheit komplett vom Grundrahmen - ohne Werkzeug - entfernen lässt.

- ▶ Bessere Manövrierbarkeit
- ▶ Kompakte Bauweise
- ▶ Benutzerfreundliche Bedienung
- ▶ Verwendung im Außenbereich



Es stehen 16 verschiedene Farben zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website.



Einfach zu zerlegen und zusammenzubauen



Gegenläufige Drehbewegung der Antriebsräder vorne ermöglicht das Wenden mit geringem Wendekreis.



Bessere Manövrierbarkeit

Mit dem Navix können Benutzer in engen Räumen leichter wenden und Hindernisse, wie beispielsweise Türschwellen besser meistern. Der benutzerfreundliche Navix kann an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. Der kompakte und zerlegbare Navix passt auch in ein kleines Auto und sorgt so für noch mehr Mobilität.

■ Gesamtbreite	580 / 630 mm
■ Gesamtlänge	1058 mm
■ Gesamthöhe	956 mm
■ Sitzhöhe	400 / 450 / 500 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 / 500 mm
■ Sitztiefe	380 - 500 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 38Ah - 2 x 220W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	20 km
■ Gewicht	78,8 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Navix SU

INNENFAHRER

Elektrorollstuhl mit Aufsteh- und Liegefunktion in kompakter Bauweise und Vorderradantrieb sichert die Wendigkeit im Innenbereich und erfüllt die Anforderungen als Therapiegerät.



Es stehen 16 verschiedene Farben zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.



Gepolsterter Knieschutz



Zusätzliche Stützung durch Laufrollen bei der Stehfunktion



■ Gesamtbreite	602 / 670 mm
■ Gesamtlänge	1090 mm
■ Gesamthöhe	1040 - 1570 mm
■ Sitzhöhe	470 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 mm
■ Sitztiefe	450 - 500 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 38Ah & 50Ah - 2 x 220W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	20 & 32 km
■ Gewicht	122 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Forest DE-Variante

MISCHFAHRER

HMV-NR.: 18.50.04.0134

Standardelektrollstuhl mit Pendelachse, die sicherstellt, dass auch bei unebenen Untergründen mit Niveauunterschieden bis zu 12 cm alle vier Räder den Boden berühren.

Dadurch wird der Rollstuhl während des Einsatzes auch im Außenbereich permanent stabilisiert. Der Kletterücken lässt sich auf die Bedürfnisse des Nutzers in seiner Stützung einstellen.

Die serienmäßige Rückenneigungsverstellung bis zu 49°, die Sitztiefeinstellung, höhen- und breitenverstellbare Armlehnen, längeneinstellbare Beinstützen, sowie die programmierbare und auslesbare Steuerung, machen den FOREST DE-Variante neben dem auch auslesbaren Ladegerät zu einem verlässlichen Partner in der Versorgung im Standardsegment für Elektrollstühle für den Innen- und Außenbereich.

C60
braun



Rückleuchten, Reflektoren und Blinker hinten



LED-Beleuchtung und Blinker für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit

■ Gesamtbreite	650 / 700 mm
■ Gesamtlänge	1160 mm
■ Gesamthöhe	970 mm
■ Sitzhöhe	420 - 480 mm
■ Sitzbreite	390 / 450 / 500 mm
■ Sitztiefe	430 - 490 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 75Ah - 220W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	35 km
■ Gewicht	115 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.





Die Pendelachse an der Vorderseite gewährleistet den Kontakt aller vier Räder mit dem Boden und sorgt für ein reibungsloses Fahrgefühl. Mit der optionalen V-STAB-Technologie kann der Benutzer auch auf unebenen Terrain geradeaus fahren, ohne ständig kompensieren zu müssen. Der Benutzer wird den Komfort des FOREST 3 mit vorgeformter Polsterung und individuellen Einstellungsmöglichkeiten, die diesen Stuhl in hohem Maße anpassbar machen, sehr zu schätzen wissen.



Forest 3

MISCHFAHRER

HMV-NR.: 18.50.04.0212

Kompakt, solide und leistungsstark. Der **FOREST 3** ist der perfekte Begleiter für Benutzer, die einen kompakten Indoor-Rollstuhl und zugleich ein leistungsstarkes Outdoor-Modell suchen. Stärke, Komfort und Anpassungsfähigkeit sind die Hauptmerkmale des FOREST 3.



Es stehen 36 verschiedene Farben zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website.



Option SE43 elektrische Sitzverstellung 50°



Option SE 42 Sitzlift



Option SE09 Steuerung durch Begleitperson



Dank der Pendelachse hat der Forest 3 immer Bodenkontakt, auch wenn es sich um unebenes Gelände handelt (bis zu 100 mm Differenz)



■ Gesamtbreite	595 / 610 / 650 mm
■ Gesamtlänge	1185 / 1205 / 1224 mm
■ Gesamthöhe	1036 mm
■ Sitzhöhe	430 - 480 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 / 500 mm
■ Sitztiefe	420 - 520 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 220W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	50 km
■ Gewicht	139 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Forest 3+

E-ROLLSTUHL FÜR HÖHERE BELASTBARKEIT
HMV-NR.: 18.50.04.5006

Kompakt, solide und leistungsstark. Der FOREST 3+ ist der perfekte Begleiter für Benutzer, die einen kompakten Indoor-Rollstuhl und zugleich ein leistungsstarkes Outdoor-Modell suchen. Stärke, Komfort und Anpassungsfähigkeit sind die Hauptmerkmale des FOREST 3+.



Es stehen 36 verschiedene Farben zur Verfügung.
 Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

 **250 KG**
 Benutzergewicht



Option SE09 Steuerung durch Begleitperson



Dank der Pendelachse hat der Forest 3 immer Bodenkontakt, auch wenn es sich um unebenes Gelände handelt (bis zu 100 mm Differenz)



Option SE 39 Elektrische Sitzverstellung und Elektrische Rückenverstellung

■ Gesamtbreite	705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm
■ Gesamtlänge	1145 - 1163 mm
■ Gesamthöhe	1100 mm
■ Sitzhöhe	450 mm
■ Sitzbreite	500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm
■ Sitztiefe	450 - 550 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 350 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h / 10 km/h
■ Reichweite	49 km
■ Gewicht	134,35 kg
■ Benutzergewicht	250 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Forest 3 SU

MISCHFAHRER

HMV-NR.: 18.99.03.2036

Der Forest 3 SU ist ein elektrischer Rollstuhl mit Aufstehhilfe.

Genau wie sein Bruder, der Forest 3, aber mit zusätzlichen Funktionen. Komplet mit einem Sicherheitsgurt auf Brusthöhe und einem gepolsterten Knieschutz für vollständige Sicherheit.



Es stehen 16 verschiedene Farben zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website.



Die Bedieneinheit ermöglicht die Verwendung von der gesamten Standposition in die Sitzposition, bis zur 180°-Liegeposition. Die kleinen Räder an der Fußplatte sorgen für zusätzliche Stabilität beim Fahren mit Ihrem Forest 3 SU.



schwenkbare Bedienung



Gepolsterter Knieschutz

■ Gesamtbreite	602 / 670 mm
■ Gesamtlänge	1170 mm
■ Gesamthöhe	1100 - 1575 mm
■ Sitzhöhe	530 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 mm
■ Sitztiefe	420 / 470 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 2 x 220W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	50 km
■ Gewicht	165 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

MISCHFAHRER

HMV-NR.: 18.50.04.0170

Der Timix bietet das Beste aus zwei Welten: einen kurzen Wendekreis, der das Manövrieren im Haus erleichtert, optimale Leistung auch bei einer Geschwindigkeit von 14 Stundenkilometern und Fahrkomfort außerhalb des Hauses.

Der Komfort Timix ist sehr hoch. Vollfederung aller Räder. Unabhängig von der Unebenheit des Geländes bleiben die Räder in ständigem Bodenkontakt. Hindernisse bis 9 cm werden mühelos überwunden.

- ▶ Vorderradantrieb
- ▶ Fußplatte
- ▶ verschiedene Sitzbreiten
- ▶ verschiedene Sitztiefen



OPTION MIT SE 42 - SITZLIFT
HMV-NR.: 18.99.06.1081



Es stehen 36 verschiedene Farben zur Verfügung.
 Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

300-mm-Sitzlift für bessere SOZIALE INTEGRATION.

Der TIMIX ermöglicht es mir, mit anderen Menschen auf Augenhöhe zu interagieren, und verbessert meine Mobilität und soziale Integration.

- Küchenschränke
 - Geldautomaten
 - Tresen in Lokalen
 - usw.
- sind leicht erreichbar.



■ Gesamtbreite	640 / 660 mm
■ Gesamtlänge	1270 / 1292,5 / 1315 mm
■ Gesamthöhe	1025 - 1065 mm
■ Sitzhöhe	490 - 540 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 / 500 mm
■ Sitztiefe	420 - 520 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 2 x 220W & 350W
■ Geschwindigkeit	6 km/h & 10 km/h & 14 km/h
■ Reichweite	63 - 40 - 39 km
■ Gewicht	125 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Timix SU

MISCHFAHRER

Timix SU oder Timix Stand Up, ist ein Rollstuhl, der den gleichen Komfort und die gleichen Möglichkeiten bietet wie der Timix, jedoch mit Aufsteh-Funktion.



gepolsterter Knieschutz



Es stehen 16 verschiedene Farben zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website.



■ Gesamtbreite	635 / 670 mm
■ Gesamtlänge	1260 mm
■ Gesamthöhe	1120 mm
■ Sitzhöhe	540 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 mm
■ Sitztiefe	450 / 500 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 2 x 220W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	63 km
■ Gewicht	160,3 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Unsere professionellen Produktdesigner entwickelten ein einzigartiges System:

Eine Aufhängung mit 3 Pendelachsen in einem Rollstuhl. Diese gewährleisten den ständigen Kontakt aller 6 Räder mit dem Boden - auf allen Arten von Gelände.

Aufgrund dieser einzigartigen 3-Punkt-Aufhängung ist der **SIGMA** jederzeit stabil und kann eine Höhe von bis zu 50 mm problemlos meistern.





Der SIGMA bleibt auch in voller Ausstattung kompakt und wendig.

MISCHFAHRER

HMV-NR.: 18.50.04.0213

Der SIGMA gibt Ihnen die Freiheit, überall hin zu kommen wo Sie wollen. Er vereint die besten Funktionen in einem Elektro-Rollstuhl. Dank der einzigartigen Federung sowie der LiNX-Steuerung liefert der SIGMA eine hervorragende Leistung im Außeneinsatz ab. Das Fahren wird zum Erlebnis.



Es stehen 36 verschiedene Farben zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website.



Optionale Sitzneigung von 50° (SE43)



■ Gesamtbreite	580 / 630 / 680 mm
■ Gesamtlänge	1177 mm
■ Gesamthöhe	1100 mm
■ Sitzhöhe	435 - 538 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 / 500 mm
■ Sitztiefe	420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 2 x 220W & 350W
■ Geschwindigkeit	6 km/h & 10 km/h
■ Reichweite	35 km
■ Gewicht	141 kg
■ Benutzergewicht	140 kg
■ zusätzliche Information	CE





Forest kids

MISCHFAHRER

Für jedes Gelände gerüstet! Der Forest Kids ist ein Elektro-Rollstuhl mit ansprechendem Design.

Der Sitz kann für jedes Kind optimal auf höchsten Sitzkomfort eingestellt werden. Die Griffe sind höhenverstellbar.

Die Polsterung ist sehr bequem. Der Sitz und die Rückenlehne sind mit elektrischen Federn verstellbar. Die vier Räder haben immer Bodenkontakt, sodass eine optimale Stabilität in jedem Gelände gewährleistet wird.



Die Pendelachse sichert einen permanenten Bodenkontakt auch im unwegsamem Gelände.



■ Gesamtbreite	600 mm
■ Gesamtlänge	1050 mm
■ Gesamthöhe	930 - 1080 mm
■ Sitzhöhe	510 mm
■ Sitzbreite	320 / 350 / 370 mm
■ Sitztiefe	330 - 390 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 75Ah - 2 x 220W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	30 km
■ Gewicht	95 kg
■ Benutzergewicht	50 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Springer

MISCHFAHRER

Schon sein Name verrät, dass dieser Rollstuhl ideal für den Außenbereich geeignet ist. Die vier Räder bleiben unabhängig von der Bodenebenheit immer in Bodenkontakt. Der Springer kann problemlos einen Höhenunterschied von bis zu 120 mm bewältigen.

C55
inox

C67
orange

C71
blau

C72
rot

- ▶ Einfaches Manövrieren
- ▶ Höhenverstellbarer Sitz (350 mm)
- ▶ Toller Look & hohe Konfigurierbarkeit
- ▶ 4 Stoßdämpfer



Höhenverstellbarer Sitz bis 350 mm für eine bessere soziale Interaktion.



Höhenverstellbarer Sitz bis 350 mm für eine bessere soziale Interaktion.

■ Gesamtbreite	600 mm
■ Gesamtlänge	1010 mm
■ Gesamthöhe	960 - 1230 mm
■ Sitzhöhe	530 - 810 mm
■ Sitzbreite	260 - 380 mm
■ Sitztiefe	310 - 370 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 50Ah - 2 x 220W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	23 km
■ Gewicht	90 kg
■ Benutzergewicht	50 kg
■ zusätzliche Information	

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

DIE STEUERUNGEN FÜR EINE NEUE GENERATION VON ROLLSTÜHLEN

LiNX™ ACCESS

Rollstuhlsteuerung



Steuerung mit Grundfunktionen



Standard Steuerung mit vielen möglichen Funktionen wie Neigung des Sitzes, der Rückenlehne, Lichter usw.

Standardsteuerung am Rollstuhl

kompatibel mit LiNX LCD

	Standardsteuerung am Rollstuhl	kompatibel mit LiNX LCD
FOREST 3	LiNX	ja
FOREST 3 +	LiNX	ja
FOREST 3 SU	LiNX	ja
NAVIX FWD	LiNX	ja
NAVIX RWD	LiNX	ja
NAVIX SU	LiNX	ja
TIMIX	LiNX	ja
EXPRESS	LiNX LE	ja
TURIOS	LiNX LE	ja
FOREST kids	LiNX	ja
SPRINGER	LiNX	ja

mit LCD-Touchscreen



NEU

Steuerung mit LCD-Touchscreen ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen (Neigung von Sitz und Rückenlehne, Beleuchtung ...) mit direkter Visualisierung auf dem LCD-Bildschirm für mehr Komfort und Praktikabilität.

EINFACH UND ROBUST

- Intuitive Steuerung
- ergonomischer Joystick mit minimalem Kraftaufwand
- gleichzeitiges Fahren und Sitzverstellung
- drahtlose Verbindung mit Smartphone oder Tablet

VERSCHIEDENE GELÄNDEARTEN

LiNX lenkt in jedem Gelände und sogar bei niedriger Geschwindigkeit sehr reaktionsschnell. Die Steuerung passt sich den Untergrundgegebenheiten kontinuierlich an. Dies verbessert die Kontrolle über den Rollstuhl, selbst wenn Sie auf einem dicken Teppich fahren.

ZUVERLÄSSIG

LiNX verfolgt den Verschleiß beider Motoren individuell und gleicht ihn ständig aus. Damit ist Ihr Fahrkomfort garantiert.

INTUITIVE SCHNITTSTELLE



Die **LiNX**-Schnittstelle ist auf iOS und PC verfügbar, sodass Sie einen Stuhl schnell und einfach konfigurieren oder seine Daten analysieren können

SORTIMENT



Separater Bildschirm

Kann an verschiedenen Stellen am Stuhl positioniert werden.



Zusätzliche Steuerung

Ermöglicht der Begleitperson, die Bedienung des Rollstuhls zu übernehmen.

LiNX bietet umfassende Daten und Statistiken zur Überwachung der Leistung Ihres Rollstuhls. Diese können mit einer Bluetooth-Verbindung in Echtzeit angezeigt werden.

AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN

1 System, an jeden Benutzer anpassbar

- Die Modulstruktur und die breite Palette an Komponenten ermöglichen es Ihnen, die perfekte Konfiguration für jeden Benutzer zu finden.
- Alle Komponenten sind austauschbar und daher kann der Rollstuhl im Laufe der Zeit eingestellt werden
- Dank der intuitiven Benutzeroberfläche ist das programmieren sehr einfach.



Mit dem Dongle können Sie jeden Stuhl einstellen, der mit einer **LiNX**-Steuerung ausgestattet ist.



Schnellumschalter

Einstellungen des Rollstuhls über Fingerspitzensteuerung.



Spezielle Steuerungen

Eine Reihe spezieller adaptiver Steuerungen ist verfügbar, um für jeden Benutzer die idealste Lösung zu finden.

OPTIONEN

VERMEIREN bietet eine große Auswahl an Optionen und Steuerungen, die an Ihren elektronischen Rollstuhl angepasst werden können. Alles ist darauf ausgelegt, Komfort zu bieten und die Verwendung für den Patienten und seines Begleiters zu erleichtern. Mit den Lösungen von Vermeiren können Sie Ihren Rollstuhl so anpassen, dass jeder die Lösung findet, die die Grenzen der Mobilität überschreitet.

VERMEIREN kann Ihren Rollstuhl jederzeit mit Änderungen anpassen, die nur durch Ihre eigene Vorstellungskraft begrenzt sind.

Somit erhält jeder Benutzer Zugang zu neuen Technologien und verschiebt die Grenzen der Mobilität.



SE64
Schnellumschalter
mit 10 Funktionen



SE82
Tastensteuerung



SE55
verstärkte Steuerung



SE02
Tischsteuerung



B31
Krückenhalter



SE83
Mini-Joystick



SE09 - Zusätzliche
Steuerung für Begleitperson



SE04
Kinnsteuerung



L34
geformter Rücken



L35
geformter Sitz



L55
verstellbare Kopfstütze



L58 - verstellbare
Komfort-Kopfstütze



L58 C - verstellbare
Komfort-Kopfstütze in Soft



SE27 - Utensilienbox



SE16 - Kleiderschutz aus Plexi



L04 - Thoraxpaddeln



L44
einstellbarer Kletterücken



SE24 - Becherhalter



B15 - Plexi Tischplatte




B58 - Sicherheitsgurt




SE39 - elektrisch
verstellbarer Sitz und Rücken



SE26 - Schiebestange



SE42 - Lift



BZ7 / BZ8 - manuelle
höhenverstellbare Beinstützen



BZE - elektrisch
höhenverstellbare Beinstützen



SE74 - Rückspiegel

Sitzkomfort

Komfortable Rückenlehnen sind für den täglichen Komfort von Patienten unerlässlich. Von weichen, vorgeformten Rückenlehnen über Rückenlehnen mit speziellen Belüftungsporen bis hin zu stilvolleren Kunstleder-Pads.

Alle Typen sind mit den meisten Rollstühlen kompatibel und sorgen für ein angenehmes Fahrerlebnis.




Armlehne aus PU-Material



Armlehne aus Kunstleder



Armlehne aus weichem Soft-Material



Rücken und Sitz mit Belüftungsporen beugt Schweißbildung vor



Rückenlehne und Sitz aus weichem Soft-Material



Rückenlehne und Sitz aus Kunstleder



elektro mobile

Mercurius 4D	71	Venus 4 Sport	77
Carpo 2 SE	72	Sedna Premium	78
Carpo 4	74	Alya	79
Carpo 4D	74		
Ceres SE	75		
Eris.	76	Optionen	80



Mercurius 4D

4-RAD-ELEKTROMOBIL

Ein stilvoller und voll funktionsfähiger 4-Rad-Scooter. Sportliche Felgen, moderner Einkaufskorb, zwei Rückspiegel, voll verstellbarer und drehbarer Sitz mit bequemer Kopfstütze und verstellbaren Armlehnen.

LED-Beleuchtung hinten und vorne sowie Blinker sorgen für maximale Sicherheit auch bei schlechten Sichtverhältnissen. Zusätzlich mit zwei USB-Anschlüssen ausgestattet, können Sie Ihre Geräte in kürzester Zeit aufladen.



Aufbewahrungsfach



LCD-Bildschirm



Stilvolles Design und Sicherheit



■ Gesamtbreite	680 mm
■ Gesamtlänge	1430 mm
■ Gesamthöhe	1355 mm
■ Sitzhöhe	470 - 495 mm
■ Wendekreis	3740 mm
■ Batterie	2 x 12V - 75Ah

■ Reichweite	ca. 40 km*
■ Motor	1000 W
■ Geschwindigkeit	15 km/h
■ Gewicht	116,75 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Carpo 2 SE

4-RAD-ELEKTROMOBIL

Der rahmengefederte Scooter CARPO 2 in einer "Special Edition" in verkürzter Bauform und mit Stollenbereifung für besondere Geländegängigkeit.

Serienmäßig mit LCD-Display und 100 Ah-Batterien für maximale Reichweite. Zwei Rückspiegel, USB-Anschluss, Ablageschale und Einkaufskorb mit Quick-Verschluss komplettieren die Ausstattung ebenso wie der Komfortsitz mit Sitztiefen-, Sitzhöhen- und Rückenverstellung sowie höhenverstellbarer Kopfstütze. Selbstverständlich sind die Armlehnen höhen-, breiten- und neigungsverstellbar.



Sichtbarkeit und Sicherheit bei Tag und Nacht



Elektronische Steuerung, leicht zu bedienen



■ Gesamtbreite	660 mm
■ Gesamtlänge	1535 mm
■ Gesamthöhe	1390 mm
■ Sitzhöhe	480 - 555 mm
■ Wendekreis	2000 mm
■ Batterie	2 x 12V - 100Ah

■ Reichweite	ca. 45 km*
■ Motor	750 W
■ Geschwindigkeit	15 km/h
■ Gewicht	150 kg
■ Benutzergewicht	144 kg
■ zusätzliche Information	CE

* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Carpo 4

4-RAD-ELEKTROMOBIL

Eleganz und Komfort für den Outdoor-Bereich mit Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeigern, zwei Rückspiegeln, Einkaufskorb, sowie Zulassung für den Straßenverkehr.



Einfacher Wechsel zwischen "Fahren" und "Freilauf"



ausgestattet mit einer analogen Steuerung



Carpo 4D

4-RAD-ELEKTROMOBIL

Das Elektromobil CARPO 4D in einer Sonderedition mit Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeigern, zwei Rückspiegeln, Einkaufskorb sowie einem LCD-Display mit Kilometerzähler und Tachometer.

Die Zulassung zum Straßenverkehr besteht auch bei diesem Modell.



optional, Aufbewahrungsbox mit Schloss



ausgestattet mit einem hellen LCD-Bildschirm

■ Gesamtbreite	660 mm
■ Gesamtlänge	1450 mm
■ Gesamthöhe	1350 mm
■ Sitzhöhe	455 - 530 mm
■ Wendekreis	3160 mm
■ Batterie	2 x 12V - 75Ah

■ Reichweite	ca. 46 km*
■ Motor	750 W
■ Geschwindigkeit	15 km/h
■ Gewicht	131 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ceres SE

4-RAD-ELEKTROMOBIL

HMV-NR.: 18.51.05.1043 FÜR DAS 6KM/H MODELL

Unser neuester Outdoor-Scooter in neuem Design mit ergonomisch geformtem Sitz inklusive höhenverstellbarer Kopfstütze. Design und Funktion gehen hier Hand in Hand.

Der CERES SE ist serienmäßig ausgestattet mit Rückenneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, seitlich verstellbaren Armlehnen, die auch noch höhenverstellbar und abklappbar sind, stufenlos winkelverstellbarer Lenksäule mit P-Lenker, zwei Rückspiegeln und einem Einkaufskorb, der mit Quick-Release entriegelbar ist, sowie LED-Beleuchtung und LED-Fahrrichtungsanzeigern.



einfache Neigungsverstellung des Sitzes



Analoge Steuerung mit klaren Piktogrammen



■ Gesamtbreite	620 mm
■ Gesamtlänge	1300 mm
■ Gesamthöhe	1280 mm
■ Sitzhöhe	450 - 500 mm
■ Wendekreis	2800 mm
■ Batterie	2 x 12V - 38Ah & 50Ah

■ Reichweite	ca. 35 km - 48 km - 30 km*
■ Motor	450 W & 650 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h & 10 km/h & 15 km/h
■ Gewicht	106 kg & 111 kg
■ Benutzergewicht	140 kg
■ zusätzliche Information	CE

* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Eris

4-RAD-ELEKTROMOBIL

HMV-NR.: 18.51.05.1041

Ausgestattet mit drehbarem Sitz mit Sitztiefeinstellung, Rückenlehne, LED-Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeigern, Rückspiegel und Einkaufskorb.



Manuelle Steuerung mit klaren Piktogrammen



Aufbewahrungstasche



LED-Beleuchtung und Kipperschutz



■ Gesamtbreite	570 mm
■ Gesamtlänge	1185 mm
■ Gesamthöhe	1150 mm
■ Sitzhöhe	450 - 500 mm
■ Wendekreis	2900 mm
■ Batterie	2 x 12V - 38Ah

■ Reichweite	ca. 35 km*
■ Motor	320 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Gewicht	75 kg
■ Benutzergewicht	140 kg
■ zusätzliche Information	CE

* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Venus 4 SPORT

4-RAD-ELEKTROMOBIL

Kleines 4-Rad-Elektromobil, sehr leicht und mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeuge zerlegbar in 5 Teile. Damit passt dieses Elektromobil auch in jeden Kofferraum. Die kompakte Bauweise macht den VENUS 4 SPORT zu einem idealen Gefährten für die Nutzung im Innenbereich.



Einfache Demontage für den Transport



Silberne Version, nur mit PU-Bereifung



Batteriekasten einfach entnehmbar



Leicht zugängliche Bedienelemente



- ▶ Mit Luftreifen oder PU-Reifen ausgestattet
- ▶ Faltbare Rückenlehne
- ▶ Wegklappbare, anpassbare und abnehmbare Armlehnen sowie Drehstuhl
- ▶ Einfache Demontage



** rote Version, nur mit Luft-Berei-

■ Gesamtbreite	550 mm
■ Gesamtlänge	1040 mm (1060 mm**)
■ Gesamthöhe	900 mm
■ Sitzhöhe	360 - 410 mm
■ Wendekreis	2470 mm (2460 mm**)
■ Batterie	2x12V - 20Ah

■ Reichweite	ca. 18 km (ca. 16 km**)*
■ Motor	270 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Gewicht	55,1 kg (56,3 kg**)
■ Benutzergewicht	115 kg
■ zusätzliche Information	CE

** Rote Farbe für die Version mit Luftreifen. * Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Sedna

4-RAD-ELEKTROMOBIL

Der Sedna ist der ideale Reise-Scooter.

Bequem für kurze Distanzen, innerhalb kürzester Zeit zusammenklappbar und superleicht mitzunehmen, als Reisegepäck für Schiff, Zug oder Flugzeug (inklusive der Batterien). Der Scooter ist sehr manövrierfähig und eignet sich somit auch für den Einsatz in kleinen Räumen.




SCHRITT 1



SCHRITT 2



SCHRITT 3



Bereit zum Transport



- ▶ Alle Modelle sind mit Luftreifen
- ▶ Entnehmbares Lithium-Batteriepaket mit Schloss
- ▶ Faltbare Rückenlehne
- ▶ Teleskopierbare Lenksäule
- ▶ Wegklappbare, anpassbare und abnehmbare Armlehnen sowie Drehstuhl



Einfache Steuerung mit Zündschlüssel

■ Gesamtbreite	530 mm
■ Gesamtlänge	960 mm
■ Gesamthöhe	870 mm
■ Sitzhöhe	540 mm
■ Wendekreis	820 mm
■ Batterie	2x12V - 11,5Ah

■ Reichweite	ca. 15 km
■ Motor	270 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Gewicht	31,61 kg
■ Benutzergewicht	115 kg
■ zusätzliche Information	CE

* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Alya

▶ Anleitung auf Youtube



4-RAD-ELEKTROMOBIL

Der Alya ist ein sehr kompakter und faltbarer Scooter. Einfach mitzunehmen, so dass der Benutzer jederzeit und überall seinen Scooter nutzen kann. Mit seiner großen Reichweite fühlt sich der Alya sowohl im Aussenbereich als auch im Innenbereich wohl.



Der Alya ist ein perfekter und leichter Transportscooter, kompakt in der Größe und in weniger als einer Minute faltbar. Ideal für kurze Strecken und bequem zu fahren.

Schalten Sie den Alya aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab. Senken Sie die Lenksäule in die niedrigste Position und ziehen Sie den hinteren gelben Hebel nach oben. Drücken Sie dann den Sitzbereich nach unten. Klappen Sie die Fußplatte hoch und schieben Sie den Alya zusammen. Jetzt ist der Alya komplett transportbereit.



**silbernes Modell mit 17,4 Ah Batterien



rotes Modell mit 11,6 Ah Batterien

- ▶ Klappsitz für einfachen Transport
- ▶ teleskopierbare Lenksäule
- ▶ sichtbare Batterieanzeige
- ▶ abnehmbarer Schlüssel

- OPTIONEN -

- ▶ Transportstange
- ▶ Rückenteil



■ Gesamtbreite	420 mm
■ Gesamtlänge	905 mm
■ Gesamthöhe	710 - 910 mm
■ Sitzhöhe	370 mm
■ Wendekreis	1420 mm
■ Batterie	2x12V - 11,6Ah (17,4Ah**)

■ Reichweite	ca. 12,8 km (18,6 km**)
■ Motor	180 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Gewicht	19,6 kg (20,1 kg**)
■ Benutzergewicht	115 kg
■ zusätzliche Information	CE

* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

OPTIONEN

VERMEIREN bietet eine Reihe Zubehör für Ihren Scooter an. Vom Gehstockhalter, über Rollatorhalter bis hin zur Halterung für Sauerstoffgeräte.



SW31 - Gehstockhalter



B83 - Sauerstoffflaschenhalter



SW74 - Spiegel rechts/links



SW06 - Rollatorhalter



SW06 - Rollatorhalter für Rollator Quadri-Light und Quava



SW03 - Utensilienbox



SW83 - Sauerstofftankhalter



SH08 - Abdeckhaube



SW09 - Windschutz (nur für Ceres SE 6 km/h)

	Venus 4 sport	Venus 4 sport luft	Eris	Ceres 4	Ceres SE	Carpo 4D	Carpo 4	Carpo 2 SE	Mercurius 4D
■ Sw 31	●	●	●	●	●	●	●	●	●
■ B83	●	●		●	●	●	●	●	●
■ Sw 74	●		S	S	S	S	S	S	S
■ Sw 06				●	●	●	●	●	●
■ Sw 06				●	●	●	●	●	●
■ Sw 03				●	●	●	●	●	●
■ Sw 83				●	●	●	●	●	●
■ SH 08				●	●	●	●	●	●
■ SW 09					●				

Bad & Toilette



Toilettenhilfen	82
Duschkhilfen	85

Badehilfen	87
Haltegriffe	88

9062

TOILETSTUHL

HMV-NR.: 33.40.04.0033

Dieser klassische Toilettenstuhl mit Skai-Bezug bietet optimalen Komfort und Hygiene. Auch als XXL-Modell mit einem Benutzergewicht von bis zu 175 kg erhältlich.



C86
grau



■ Gesamtbreite/länge/höhe	620 x 650 x 835 mm
■ Sitzbreite	430 mm
■ Sitztiefe	450 mm
■ Gewicht	8,35 kg
■ Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

9063

TOILETSTUHL

Vergleichbar mit dem Toilettenstuhl 9062, jedoch zusätzlich mit höhenverstellbaren Füßen (470 mm - 560 mm). Um ein komfortableres Sitzergebnis zu erzielen ist der Stuhl leicht nach hinten geneigt.

C86
grau



■ Gesamtbreite/länge/höhe	620 x 650 x 755 - 885 mm
■ Sitzbreite	430 mm
■ Sitztiefe	450 mm
■ Gewicht	9 kg
■ Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

139E

TOILETSTUHL - FALTBAR

HMV-NR.: 18.46.02.0003

Der 139E ist ein superhandlicher, benutzerfreundlicher Toilettenstuhl aus Edelstahl. Der Stuhl hat 4 Räder, 2 davon sind gebremst, was bedeutet, dass er absolut sicher verwendet werden kann. Dank der ausklappbaren Armlehnen, der ausklappbaren und abnehmbaren Fußstützen sowie der abnehmbaren Rücken- und Wadenstütze ist Ihr Komfort immer garantiert!

C27
blau



Eimer mit Geruchsversiegelung und Griff



■ Gesamtbreite	560 mm
■ Gesamtlänge	820 mm
■ Gesamthöhe	950 mm
■ Sitzbreite	420 mm
■ Sitztiefe	420 mm
■ Sitzhöhe	528 mm

■ Höhe Rücken	375 mm
■ Höhe Armlehnen	226 mm
■ Gewicht	13 kg
■ Wendekreis	1530 mm
■ Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Pluo

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL

Der Pluo ist ein komfortabler, hygienischer und moderner Dusch- und Toilettenrollstuhl. Sitz und Rückenlehne bestehen aus einem bequemen und leicht zu reinigendem Kunststoff. Durch die spezifische Sitzhöhe kann der Stuhl über die meisten Standardtoiletten gefahren werden. Mit den blauen und weißen Farben wirkt der Pluo zeitgemäß und erfrischend.

weiß



Option: Pluo Modell mit 24" Rädern



Pluo Modell mit 5" Rädern

OPTIONEN



Thoraxpelotten



Eimer mit Deckel



Sicherheitsbügel



Abnehmbare Gelpads



Rückenlehne in PU-Material



Sitz in PU-Material



Sicherheitsgurt



Einstellbare Kopfstütze



Einstellbare Sitzhöhe (515 - 605 mm) nur für das Modell mit 5" Rädern



Separate Bremsen an jedem der 4 Räder, nur für das Modell mit 5" Rädern

■ Gesamtbreite	570 mm (668 mm*)
■ Sitzbreite	480 mm
■ Gesamtlänge	720 mm (910 mm*)
■ Gesamthöhe	1035 mm
■ Sitzhöhe	515 mm
■ Sitztiefe	450 mm

■ Höhe Rücken	920 mm
■ Höhe Armlehnen	225 mm
■ Gewicht	9,7 kg (14 kg*)
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein. * Modell mit 24" Rädern.

Tina

TOILETTENSITZERHÖHUNG MIT ARMLEHNEN

Die Toilettensitzerhöhung TINA wurde entwickelt, um die Höhe einer Toilette auf ein bequemes Niveau zu heben, und damit Sitzen oder Aufstehen zu erleichtern.



weiß



■ Gesamtbreite/länge/höhe	520 x 430 x 380 mm
■ Sitzbreite	450 mm
■ Sitzhöhe	110 mm
■ Gewicht	2,5 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Mia

TOILETTENSITZERHÖHUNG HMV-NR.: 33.40.01.0138

Mia ist eine anpassungsfähige Toilettensitzerhöhung, die mit den meisten gängigen Toiletten kompatibel ist.

(Erhältlich in Sitzhöhe 100 mm oder 150 mm). Sie kann ohne Werkzeug an Ihre Toilette angebaut werden.



Auch mit (optional) abnehmbarer und leicht zu reinigender Softauflage erhältlich.

weiß



■ Gesamtbreite	365 mm
■ Gesamthöhe	100 mm / 150 mm
■ Gesamtlänge	405 mm
■ Gewicht	1,3 kg (1,5 kg für das 150 mm Modell)
■ Benutzergewicht	225 kg
■ zusätzliche Information	CE

Liddy

TOILETTENSTÜTZGESTELL

Unterstützt Sie bei der Nutzung Ihrer Toilette; wird fest am Toilettenbecken installiert und ist höhenverstellbar.



grau



■ Gesamtbreite	560 - 660 mm
■ Gesamtlänge	470 mm
■ Griffhöhenverstellung	630 - 740 mm
■ Gewicht	1,45 kg
■ Benutzergewicht	113 kg
■ zusätzliche Information	CE

Stacey

DUSCHTOILETTENSTUHL

Mit abklappbaren Armlehnen, WC-Brille und Toiletteneimer. Kann auch über eine vorhandene Toilette gestellt werden.



weiß



■ Gesamtbreite/länge	570 x 550 mm
■ Gesamthöhe	800 - 950 mm
■ Sitzbreite	450 mm
■ Gewicht	8,6 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Jill

DUSCHHOCKER MIT SEITLICHEN GRIFFEN

Die seitlichen Haltegriffe, sowie die rutschsicheren Füße geben Sicherheit bei der Nutzung in der Nasszelle.



blau

weiß



Jinny

DUSCHHOCKER RUND

Mit runder Sitzfläche und vier rutschsicheren, höhenverstellbaren Füßen ein idealer Partner für die Nutzung auch in engen Duschen.



blau

weiß



■ Gesamtbreite	510 mm
■ Gesamtlänge	420 mm
■ Sitzhöhe	350 - 530 mm
■ Gewicht	2 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

■ Gesamtbreite	350 mm
■ Gesamtlänge	350 mm
■ Sitzhöhe	330 - 510 mm
■ Gewicht	1,5 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Lilly

DUSCHSTUHL MIT RÜCKEN UND SEITLICHEN GRIFFEN

Die seitlichen Haltegriffe, sowie die rutschsicheren Füße geben Sicherheit bei der Nutzung in der Nasszelle.



blau

weiß



Melbourne

DUSCHSTUHL MIT RÜCKENLEHNE UND HYGIENAUSCHNITT

Die seitlichen Haltegriffe, sowie die rutschsicheren Füße geben Sicherheit bei der Nutzung in der Nasszelle.



blau

weiß



■ Gesamtbreite	510 mm
■ Gesamtlänge	510 mm
■ Sitzhöhe	360 - 460 mm
■ Gewicht	3 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

■ Gesamtbreite	480 mm
■ Gesamtlänge	560 mm
■ Sitzhöhe	340 - 440 mm
■ Gewicht	2,8 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Sidney

DUSCHHOCKER MIT HYGIENAUSCHNITT

Alle unsere Duschstühle und Duschhocker wurden speziell für die Nutzung in Badezimmern oder vergleichbaren Umgebungen entwickelt.



blau

weiß

■ Gesamtbreite	500 mm
■ Gesamtlänge	520 mm
■ Sitzhöhe	340 - 440 mm
■ Gewicht	2 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Grace

DUSCHKLAPPSITZ

Der faltbare Duschstuhl Grace mit seinen Handgriffen in der geformten Sitzfläche wird mit der stabilen Wandplatte an der Wand montiert und kann nach Nutzung nach oben geklappt werden. Höhenverstellbare Füße für die zusätzliche Stabilität sind im Serienumfang enthalten.



weiß

■ Gesamtbreite	480 mm
■ Gesamtlänge	410 mm
■ Sitzhöhe	380 - 490 mm
■ Gewicht	3 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Lory

DUSCHHOCKER MIT SEITLICHEN GRIFFEN

Der elegante Duschhocker mit abgerundeten Sitzflächenkanten und seitlich integrierten Handgriffen.



weiß

■ Gesamtbreite	450 mm
■ Gesamtlänge	450 mm
■ Sitzhöhe	360 - 520 mm
■ Gewicht	2,1 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Laly

DUSCHSTUHL FALTBAR, MIT RÜCKENLEHNE UND HYGIENAUSCHNITT

Leichter und praktischer Duschstuhl, klappbar mit einstellbarer Sitzhöhe. Komplet mit Rückenlehne und Armlehnen die zusätzliche seitliche Unterstützung bieten.



weiß

■ Gesamtbreite	510 mm
■ Gesamtlänge	570 mm
■ Sitzhöhe	370 - 530 mm
■ Gewicht	3,8 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Kate

BADEBANK MIT RÜCKENLEHNE UND SEITLICHEM GRIFF

Die ideale Unterstützung beim Umsetzen in eine Badewanne oder Duschtasse.



weiß



■ Gesamtbreite	830 mm
■ Gesamtlänge	610 mm
■ Sitzhöhe	470 - 580 mm
■ Gewicht	4,5 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Magda

BADEWANNENDREHSITZ - ALU-RAHMEN

Drehbarer Sitz für die Badewanne (360° drehbar). Ausgestattet mit einer rutschfesten und geformten Sitzschale. Mit Armlehnen zur zusätzlichen Sicherung des Patienten.

weiß



■ Gesamtbreite	735 - 785 mm
■ Gesamtlänge	535 mm
■ Gesamthöhe	530 mm
■ Gewicht	4,2 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Paris

BADEWANNENDREHSITZ MIT HYGIENAUSCHNITT

Ausgestattet mit zusätzlichen Armlehnen für mehr seitlichen Halt.

blau



■ Gesamtbreite	721 mm
■ Gesamtlänge	515 mm
■ Gesamthöhe	560 mm
■ Gewicht	6,65 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Vera

RUTSCHBRETT MIT DREHTELLER

Mit seitlichem Griff zur Auflage auf dem Badewannenrand



Model VICKY - Rutschbrett

weiß



■ Gesamtbreite	354 mm
■ Gesamtlänge	728 mm
■ Durchmesser Drehteller	321 mm
■ Gewicht	3,75 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Ina

HALTEGRIFFE, EDELSTAHL

Haltegriffe aus Edelstahl mit gekerbter Grifffläche für die Wandmontage. Wird mit Befestigungsmaterial geliefert und ist in folgenden Längen erhältlich: **INA 30** (300 mm), **INA 40** (400 mm), **INA 50** (500 mm), **INA 60** (600 mm)

inox



■ Minimale Montagefläche	INA 30 : 70 x 376 mm
■	INA 40 : 70 x 476 mm
■	INA 50 : 70 x 576 mm - INA 60 : 70 x 676 mm
■ Abstand Griff- Wand	65 mm
■ Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Izzie (L/R)

HALTEGRIFFE, WEISS PULVERBESCHICHTET

Die Izzie Haltegriffe sind in verschiedenen Längen von 300 bis 800 mm erhältlich, mit Ausnahme von Izzie R und Izzie L, die Haltegriffe in L-Form sind. Sie sind als allgemeine Stützelemente konzipiert. Alle Modelle sind überall einsetzbar, auch in Feuchträumen.

weiß



■ Minimale Montagefläche	Izzie 30 : 65 x 370 mm
■ Izzie 40 : 65 x 370 mm - Izzie 45 : 65 x 370 mm - Izzie 60 : 65 x 370 mm - Izzie 80 : 65 x 370 mm - Izzie L/R : 480 x 880 mm	
■ Abstand Griff - Wand	40 mm
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Iris

TOILETTENSTÜTZKLAPPGRIFF

Der Toilettenstützgriff Iris unterstützt Sie bei der Nutzung Ihrer Toilette. Er kann nach oben geklappt werden, wenn Sie ihn nicht nutzen wollen. Ein Halter für das Toilettenpapier ist integriert.

weiß



■ Gesamtbreite	100 mm
■ Gesamtlänge	740 mm
■ Gesamthöhe	230 mm
■ Gewicht	1,8 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Ivy

BADEWANNENGRIFF

Der funktionale und stabile Badewannengriff unterstützt Sie beim Ein- und Ausstieg in Ihre Badewanne. Leicht zu montieren und anwendbar bei den meisten Badewannentypen durch den verstellbaren Klemmechanismus.

weiß



■ Gesamtbreite	180 mm
■ Gesamtlänge	230 mm
■ Gesamthöhe	480 mm
■ Gewicht	1,6 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE



Rollatoren	90
Gehhilfen	92
Gehstöcke	93

Alltagshilfen	94
Therapiegeräte	95

286B

STANDARDOLLATOR

HMV-NR.: 10.50.04.1171

286 B Standardrollator faltbar mit Einkaufskorb, Sitz, Tablett, Gehstützenhalter und ergonomisch geformten Handgriffen. Multifunktionsbremse und ein Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Zusammenfallen.



■ Gesamtbreite/höhe/länge	605 x 770 x 645 mm
■ Sitzbreite	400 mm
■ Sitzhöhe	610 mm
■ Gewicht	9,5 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

286i

STANDARDOLLATOR

286i Standardrollator faltbar mit Einkaufskorb, Sitz, Tablett, sowie Gehstützenhalter und ergonomisch geformten Handgriffen. Multifunktionsbremse und ein Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Zusammenfallen.



■ Gesamtbreite/höhe/länge	600 x 780 x 680 mm
■ Sitzbreite	420 mm
■ Sitzhöhe	560 mm
■ Gewicht	9,85 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

201 Delta

DELTA-GEHRAD

Das 201 Delta ist ein Gehrad mit 3 Rädern. Das Gehrad ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Mit dem mitgelieferten Korb und der Aufbewahrungstasche kann es problemlos zum Einkaufen verwendet werden. Darüber hinaus ist das Gehrad mit höhenverstellbaren Griffen und Bremsen ausgestattet.



■ Gesamtbreite/höhe/länge	680 x 820 x 576 mm
■ Gefaltet	270 mm
■ Räder (vorne / hinten)	200 mm
■ Gewicht	5,8 kg
■ Benutzergewicht	125 kg
■ zusätzliche Information	CE

Four-Light

LEICHTGEWICHTROLLATOR

Four-Light Leichtgewichtrollator faltbar mit Sitznetz, Rückengurt, Gehstützenhalter und Einkaufsnetz. Sehr einfacher Faltmechanismus. Für den perfekten Transport im Auto, dem Flugzeug oder der Bahn.



■ Gesamtbreite/höhe/länge	660 x 870 x 750 mm
■ Sitzbreite	450 mm
■ Sitzhöhe	550 mm
■ Gewicht	8,45 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

ECO-Light II

LEICHTGEWICHTROLLATOR

HMV-NR.: 10.50.04.1251

Der ECO-Light II ist ein faltbarer vierrädriger Rollator mit einem abnehmbarem Korb, gepolstertem Sitz, Stockhalter, Feststellbremse und höhenverstellbaren Schiebegriffen. Ein abnehmbarer und gepolsterter Rückenbügel bietet zusätzlichen Halt im Sitzen. Schnell faltbar und transportbereit.



ECO-Plus

LEICHTGEWICHTROLLATOR

HMV-NR.: 10.50.04.1246

ECO-Plus faltbarer Rollator mit abnehmbarer Einkaufstasche und Multifunktionsbremse. Die Sitzhöhe ist über eine einfache Einstellung am Rahmen veränderbar. Die Schiebegriffe sind bis zu 1020 mm in der Höhe verstellbar, ideal für größere Personen.



Gesamtbreite/höhe/länge	615 x 800 x 695 mm
Sitzbreite	355 mm
Sitzhöhe	560 mm
Gewicht	7,5 kg
Benutzergewicht	120 kg
zusätzliche Information	CE

Gesamtbreite/höhe/länge	600 x 780 x 680 mm
Sitzbreite	420 mm
Sitzhöhe	560 mm
Gewicht	9,85 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Quava

STANDARDOLLATOR

HMV-NR.: 10.50.04.1249

Der Quava ist ein moderner, leichter, faltbarer Rollator mit Multifunktionsbremsen. Ideal zur Mitnahme im Auto, während einer Reise oder beim Einkaufen. Durch den breiten, gepolsterten Rückengurt können Sie sich, bei arretierten Bremsen, im Sitzen in aller Sicherheit ausruhen.



Gesamtbreite/höhe/länge	655 x 830 x 710 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitzhöhe	540 mm
Gewicht	7,05 kg
Benutzergewicht	136 kg
zusätzliche Information	CE

Quadri-Light

LEICHTGEWICHTROLLATOR

HMV-NR.: 10.50.04.1248

Quadri-Light Leichtgewichtrollator, faltbar, mit Sitznetz, Rückengurt, Gehstützenhalter und Einkaufsnetz. Sehr einfacher Faltmechanismus. Zusätzlich sind auch die Räder einklappbar für den perfekten Transport im Auto, dem Flugzeug oder der Bahn. Transporttasche als Option erhältlich



Gesamtbreite/höhe/länge	650 x 805 x 700 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitzhöhe	610 mm
Gewicht	7,25 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

276

ROLLATOR MIT UNTERARMAUFLAGEN

HMV-NR.: 10.46.04.0004

Die fahrbare Gehhilfe 276 mit Unterarmauflagen garantiert eine ausgezeichnete Unterstützung bei Gangunsicherheit. Gehhilfe mit vier Rädern, zusammenklappbar, mit gepolsterter Sitzfläche und Rückenstütze, Einkaufskorb und einschiebbarem Tablett unter dem Sitz.

grau



■ Gesamtbreite/höhe/länge	680 x 820 x 576 mm
■ Gefaltet	400 mm
■ Sitzhöhe	610 mm
■ Gewicht	9,5 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Lyna II

GEHGESTELL, STAR UND REZIPORK

2 in 1 Funktion. Mit nur einem Klick verwandelt sich das starre Gehgestell in ein reziprokes Gehgestell.

grau



■ Gesamtbreite	540 mm
■ Gesamtlänge	470 mm
■ Gesamthöhe	780 - 960 mm
■ Gewicht	2,65 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Lindsey

GEHGESTELL MIT AUFSTEHILFE

Faltbares Vierfuß-Gehgestell, das Ihnen als Aufstehhilfe dient. Die Höhe ermöglicht Ihnen auch die Nutzung als Toilettenaufstehhilfe.

grau



■ Gesamtbreite	590 mm
■ Gesamtlänge	540 mm
■ Gesamthöhe	790 - 970 mm
■ Gewicht	2,75 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Ashley

ACHSELGEHSTÜTZE

Modell Ashley ist eine höhenverstellbare Gehstütze, erhältlich in den Größen Medium und Groß.

Medium: 1140 mm - 1340 mm
Groß: 1340 mm - 1540 mm

grau



■ Gesamtbreite	000 mm
■ Gesamtlänge	000 mm
■ Gesamthöhe	Medium: 1140 - 1340 mm - Groß: 1340 - 1540 mm
■ Gewicht	Medium 0,85 kg - Groß 0,9 kg
■ Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Stephanie

KLASSISCHE UNTERARMGEHSTÜTZE

Stephanie ist eine praktische höhenverstellbare Unterarmgehstütze, wenn Sie Ihre Beine oder Füße vorübergehend entlasten müssen.

grau



Zoe

DREIFUSSGEHSTÜTZE

Zoe ist eine Dreifussgehstütze für Benutzer, die zusätzliche Unterstützung suchen. Sie ist in der Höhe je nach Körpergröße einstellbar.

schwarz



Gesamthöhe	740 - 980 mm
Gewicht	0,55 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Gesamthöhe	750 - 980 mm
Gewicht	0,6 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Gehstöcke

FALTBAR

VERMEIREN bietet ein breites Sortiment an Gehhilfen für die Nutzung im Innen- und Außenbereich. Von starren, höhenverstellbaren bis hin zu faltbaren Gehstöcken reicht die Palette. Suchen Sie sich das Design aus, das Ihnen für Ihre tägliche Nutzung zusagt.

schwarz

- 1 - Beatrix
- 2 - Betty
- 3 - Bonny
- 4 - Britney



Gesamthöhe	830 - 930 mm
Gewicht	0,35 kg
Benutzergewicht	100 kg
zusätzliche Information	CE

Gehstöcke

STARR

schwarz

gold*

- 1 - Mona
- 2 - Monica
- 3 - Mary
- 4 - Maud*



Gesamthöhe	790 - 1020 mm
Gewicht	0,35 kg
Benutzergewicht	130 kg
zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Flora

GEHSTÖCKE - FALTBAR

Flora 1
3-fach-Trennung mit geformtem Griff

Flora 2
3-fach-Trennung mit Fritz-Griff

Flora 3
3-fach-Trennung mit geformtem Griff*



Gesamthöhe	840 - 940 mm
Gesamtbreite	39 mm
Gesamtlänge	160 mm
Gewicht	0,4 kg
Benutzergewicht	100 kg
zusätzliche Information	CE

Electra

GEHSTOCK STARR, TELESKOPIERBAR, MIT LED-LICHT UND HUP SIGNAL

1-fach-Teleskopierung mit Druckfeder.
Die integrierte Beleuchtung im Griff lässt sich im Winkel einstellen. Mit akustischem Warnsignal. Gibt das Gefühl der Sicherheit, auch in der Nacht.



Gesamthöhe	775 - 1000 mm
Gesamtbreite	39 mm
Gesamtlänge	160 mm
Gewicht	0,35 kg
Benutzergewicht	120 kg
zusätzliche Information	CE



Nicky

GREIFZANGE

Ideal zum Ergreifen auch kleiner Gegenstände. Das Ende der Greifzange ist sowohl mit einem Haken für z.B. Kleidungsstücke als auch mit einem Magneten für metallisch magnetische Gegenstände wie Schlüssel oder Münzen ausgestattet.



Gesamtbreite	12 mm
Gesamtlänge	760 mm
Gesamthöhe	110 mm
Gewicht	0,155 kg
zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.
- Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Kim

PEDALTRAINER

Bewegen Sie sich zu Hause. Ein digitales Messgerät erfasst Ihre Kalorien und das Modell Kim kann zur einfachen Aufbewahrung vollständig zusammengeklappt werden.



Leistungsmessgerät
inklusive



■ Gesamtbreite	400 mm
■ Gesamtlänge	500 mm
■ Gesamthöhe	300 mm
■ Gewicht	2,3 kg
■ Benutzergewicht	50 kg
■ zusätzliche Information	CE



Twist

DREHTELLER GEPOLSTERT

Twist ist ein universelles Drehkissen, das sich ideal für alle Arten von Sitzen eignet, z. B. für Ihr Auto oder Ihren Bürostuhl.

blau



■ Durchmesser	400 mm
■ Gesamthöhe	50 mm
■ Gewicht	1,50 kg
■ Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Rampen



Kunststofframpen 98


Aluminiumrampen 99

690

KUNSTSTOFFFRAMPEN

Bestimmen Sie die zu überquerende Höhe und wählen Sie dann das richtige Rampenkit aus. Mit diesem modularen System von 18 mm bis 199 mm können Sie das Kit auf die gewünschte Höhe einstellen und bis zu 200 kg belasten. Erhältlich in 5 verschiedenen Größen von klein bis extra groß.


grau




690 - KIT 1



690 - KIT 2



690 - KIT 3



690 - KIT 4



690 - KIT 5

■ KIT 1 - Gesamtbreite/höhe/länge	250 x 18-55 x 750 mm
■ KIT 2 - Gesamtbreite/höhe/länge	500 x 36-91 x 750 mm
■ KIT 3 - Gesamtbreite/höhe/länge	750 x 72-127 x 750 mm
■ KIT 4 - Gesamtbreite/höhe/länge	1000 x 108-163 x 750 mm
■ KIT 5 - Gesamtbreite/höhe/länge	1250 x 144-199 x 750 mm
■ Benutzergewicht	200 kg

■ Gewicht	1,3 kg
■ Gewicht	4,3 kg
■ Gewicht	9,2 kg
■ Gewicht	15,8 kg
■ Gewicht	20 kg
■ zusätzliche Information	CE

Quickrampe


KUNSTSTOFFFRAMPEN

Diese Rampen eignen sich gut für das Überwinden von kleinen Hindernissen. Für das Gehen mit einem Rollator ist die Quickrampe eine ideale Rampe für Hindernisse von 10 bis 16 mm. Erhältlich in 4 verschiedenen Höhen: 10 mm, 12 mm, 14 mm und 16 mm und aus demselben massiven Polyethylenmaterial wie die größeren 690 Rampen.

grau



▶ Anleitung auf Youtube



QUICKRAMPE 10 mm



QUICKRAMPE 12 mm



QUICKRAMPE 14 mm



QUICKRAMPE 16 mm

■ Quickrampe 10 - Gesamtbreite/höhe/länge	100 x 10 x 1000 mm
■ Quickrampe 12 - Gesamtbreite/höhe/länge	125 x 12 x 1000 mm
■ Quickrampe 14 - Gesamtbreite/höhe/länge	125 x 14 x 1000 mm
■ Quickrampe 16 - Gesamtbreite/höhe/länge	150 x 16 x 1000 mm
■ Benutzergewicht	200 kg

■ Gewicht	0,45 kg
■ Gewicht	0,60 kg
■ Gewicht	0,65 kg
■ Gewicht	0,95 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

692

FALTBARE RAMPEN

Das Transportieren eines Scooters oder Elektrorollstuhls im Auto wird dank der Rampen einfach. Diese faltbaren Rampen stellen sicher, dass Sie schwere Scooter und Elektrorollstühle sicher ins Auto einladen können.

inox



Einschließlich Aufbewahrungstasche. Ein Set beinhaltet zwei Rampen.



- ▶ Griffe zum einfachen Transport der Rampen
- ▶ Rutschfeste Oberfläche für eine bessere Traction des Scooters oder Elektrorollstuhls
- ▶ Maximale Belastbarkeit 150 KG pro Rampe
- ▶ Mit rutschfester Auflage für besseren Halt der Rampen



▶ Anleitung auf Youtube


■ Gesamtbreite	370 mm
■ Gesamtlänge	1800 mm
■ Gesamthöhe	50 mm
■ Gewicht	9 kg pro Stück
■ Benutzergewicht	150 kg pro Stück
■ zusätzliche Information	CE

Sonderbau

RAMPENBAU NACH MASS

Überbrückungsrampe, Anschlagrampe und Auffahrampe. VERMEIREN bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr eigenes angepasstes Rampensystem zu erstellen.

inox



■ Gesamtbreite	∞ mm
■ Gesamtlänge	∞ mm
■ Gesamthöhe	∞ mm
■ Benutzergewicht	220 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Homecare



Eagle - Albatros	102
Liftertücher	103
Altitude	105
Coraille	106
Eden - Eden E	107
Montreal - Ontario 1 & 2	108

Alesia - Bretagne	110
Languedoc - Provence - Normandie	111
Luna Basic 2 - Luna 2	112
Luna X-low - Alois	113
376	114
385 - 631	114

Eagle 620

PATIENTENLIFTER BIS 150 KG
 HMV-NR.: 22.40.01.0079



C29
 grau

Der Patientenlifter Eagle 620 / 625 vereint **Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit**. Die hochwertigen Leichtlaufrollen in Verbindung mit der schmalen Gesamtbreite ermöglichen einen leichten Transfer auch in der häuslichen Umgebung. Zum Verstauen lässt sich der Patientenlifter auch ohne Werkzeug leicht zusammenfallen und hochkant lagern.

Zu unseren stabilen und leicht bedienbaren Patientenliftern erhalten Sie verschiedene Liftertücher (Nächste Seite). Ob als Standardversion, Hygiene- oder Komfortversion mit Oberkörperstützung; unsere Liftertücher bieten für die unterschiedlichen Einsatzgebiete die gewünschte Unterstützung.

■ Gesamtlänge	1115 mm
■ Gesamtbreite ungespreizt / gespreizt	550 / 1115 mm
■ Höchste Position ZAP	1740 mm
■ Gewicht	37 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Eagle 625

PATIENTENLIFTER BIS 175 KG
 HMV-NR.: 22.40.01.0080



■ Gesamtlänge	1290 mm
■ Gesamtbreite ungespreizt / gespreizt	680 / 1225 mm
■ Höchste Position ZAP	1840 mm
■ Gewicht	42 kg
■ Benutzergewicht	175 kg
■ zusätzliche Information	CE

Albatros 1

AKTIVLIFTER

Der Albatros ist ein kompakter Patientenlifter mit einfacher **Bedienung**. In wenigen Sekunden zusammenklappbar für einfache Aufbewahrung und Transport.



C29
 grau



GURTSYSTEME	
erhältlich in den Größen M - XL (Standard oder Netzstruktur)	
M	XL
40 - 120 KG	100 - 200 KG

Zu unserem stabilen Aktivlifter erhalten Sie **verschiedene Gurtsysteme**, die die höchsten Qualitätsanforderungen für den Patiententransfer erfüllen, entweder als gepolsterte Version oder als Gurtsystem in Netzstruktur.

■ Gesamtlänge	1046 mm
■ Gesamtbreite ungespreizt / gespreizt	584 / 945 mm
■ Gesamthöhe	1040 - 1739 mm
■ Gewicht	44,85 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Albatros 2

AKTIV- UND THERAPIELIFTER


Kompakter Patientenlifter mit einfacher **Bedienung**. Das Albatros II-Modell lässt sich in wenigen Sekunden zusammenklappen, um es einfach zu lagern und zu transportieren. Der Albatros II hilft, eine Person in vertikaler Position zu stabilisieren.



■ Gesamtlänge	1115 mm
■ Gesamtbreite ungespreizt / gespreizt	584 / 945 mm
■ Gesamthöhe	1380 - 1687 mm
■ Gewicht	50,60 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Standard

LIFERTÜCHER - NORMALE NUTZUNG




erhältlich in den Größen
M - L - XL
(Standard oder Netzstruktur)

Die verschiedenen Größen werden durch einen Farbcode am Saum gekennzeichnet.

- Mittel (M) Gelb
- Groß (L) Blau
- Extragroß (XL) Schwarz


Patientengewicht:

M (gelb) 40 - 90 kg
L (blau) 70 - 120 kg
XL (schwarz) 100 - 200 kg



Komfort

LIFERTÜCHER - MIT KOPFSTÜTZE, ZUSÄTZLICHE STÜTZE IM NACKENBEREICH (FÜR PERSONEN MIT STARKEN LÄHMUNGEN)




erhältlich in den Größen
M - L - XL (Standard oder Netzstruktur). Die verschiedenen Größen werden durch einen Farbcode am Saum gekennzeichnet.

- Mittel (M) Gelb
- Groß (L) Blau
- Extragroß (XL) Schwarz

Patientengewicht:

M (gelb) 40 - 90 kg
L (blau) 70 - 120 kg
XL (schwarz) 100 - 200 kg



	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440



	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420



Hygiene

LIFERTÜCHER - FÜR DEN TRANSPORT ZUR TOILETTE




erhältlich in den Größen
M - L - XL
(Standard oder Netzstruktur)

Die verschiedenen Größen werden durch einen Farbcode am Saum gekennzeichnet.

- Mittel (M) Gelb
- Groß (L) Blau
- Extragroß (XL) Schwarz

Patientengewicht:

M (gelb) 40 - 90 kg
L (blau) 70 - 120 kg
XL (schwarz) 100 - 200 kg



	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Altitude

SITZSCHALENSTUHL MIT LENKROLLEN

VERMEIREN hat den Altitude so gestaltet, dass der Benutzer den größtmöglichen Komfort genießen kann. Zum Beispiel ist dieser geriatrische Stuhl standardmäßig mit einem dicken Kissen, einem Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt und einer geformten, verstellbaren Kopfstütze ausgestattet. Da die Fußstütze mit Gasfedern ausgestattet ist, ist das Ein- und Aussteigen einfach. Der Altitude ist auch in **XL-Größe** oder als **elektrische Version** erhältlich.



- ▶ Ultimativer Komfort
- ▶ Fußplattenverstellung mittels Gasdruckfeder
- ▶ abnehmbare Kopfstütze
- ▶ Bremsen an allen Rädern

OPTIONEN



Option B52 Infusionshalter




Option B10 einteilige Fußplatte



Option B12 abschwengbare Therapieplatte



Der Tisch bleibt immer horizontal, auch wenn der Stuhl gekippt ist.



Die Bezüge sind vollständig abnehmbar

■ Gesamtbreite	710 mm
■ Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Gesamtlänge	1090 mm
■ Gesamthöhe	1290 / 1315 / 1340 mm
■ Sitzhöhe	445 - 470 - 495 / 465 - 490 - 515 / 485 - 510 - 535 mm
■ Sitzwinkel	0° / +40°

■ Sitztiefe	440 / 460 / 480 mm
■ Höhe Rücken	792 / 812 / 832 mm
■ Höhe Armlehnen	235 / 255 / 275 mm
■ Gewicht	33,9 kg
■ Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Coraille

SITZSCHALENSTUHL MIT LENKROLLEN

Der Coraille ist ein bequemer geriatrischer Stuhl für Menschen, die länger auf ihrem Stuhl sitzen. Serienmäßig ausgestattet mit einem dicken Kissen, einem Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt und einer geformten und abnehmbaren Kopfstütze.

Die Fußstützen sind mit einer Gasfeder ausgestattet, die das Ein- und Aussteigen erleichtert, optional aber auch mit einer einzigen Fußplatte erhältlich. Der Coraille ist höhenverstellbar und hat große Hinterräder mit Pedalbremse. Diese großen Räder stellen sicher, dass der Coraille auch im Freien eingesetzt werden kann, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.



■ Gesamtbreite	710 mm
■ Sitzbreite	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Gesamtlänge	1090 mm
■ Gesamthöhe	1290 / 1315 / 1340 mm
■ Sitzhöhe	445 - 470 - 495 / 465 - 490 - 515 / 485 - 510 - 535 mm
■ Sitzwinkel	0° / +40°

■ Sitztiefe	440 / 460 / 480 mm
■ Höhe Rücken	792 / 812 / 832 mm
■ Höhe Armlehnen	235 / 255 / 275 mm
■ Gewicht	39 kg
■ Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

- ▶ Pedalbremse
- ▶ Sitzkantelung bis max. 40°
- ▶ 5-Punkt-Gurt
- ▶ Richtungsfeststeller

OPTIONEN



Option B52 Infusionshalter



Option B10 einteilige Fußplatte



Option B12 abschwenkbare Therapieplatte



Der Tisch bleibt immer horizontal, auch wenn der Stuhl gekippt ist.



Die Bezüge sind vollständig abnehmbar

Eden

SITZSCHALENSTUHL VERSTELLBAR

Der Sitzschalenstuhl Eden ist das Ergebnis von Design, Komfort und Ästhetik für Menschen mit einem geschwächten Muskeltonus.

Der Stuhl ermöglicht es dem Benutzer, sich leicht in einer Ruheposition zu positionieren und seine Autonomie zu bewahren. Er interagiert mit seiner Umgebung aufgrund seines Aussehens und Designs und fügt einen therapeutischen Wert hinzu. Koordinierte Neigung von Sitz und Beinstütze für die perfekte Positionierung ohne komplizierte Einstellungen.



Räder mit Bremsen



Klappbarer Tisch

■ Gesamtbreite	770 - 940 mm
■ Sitzbreite	380 / 440 / 480 mm
■ Gesamtlänge	710 - 1330 mm
■ Gesamthöhe	1350 mm
■ Sitzhöhe	400 - 430 mm
■ Sitzwinkel	-3° / +30°

■ Sitztiefe	460 mm
■ Höhe Rücken	830 mm
■ Höhe Armlehnen	230 mm
■ Gewicht	34 kg
■ Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Eden E

SITZSCHALENSTUHL ELEKTRISCH VERSTELLBAR

Der Eden E Sitzschalenstuhl ähnelt dem Eden (siehe oben) für Personen mit einem geschwächten Muskeltonus, aber verfügt über eine elektrische Neigung des Sitzes und der Beinstütze. Die vorgeformte Rückenlehne mit Lordosenstütze sorgt dafür, dass das Sitzen in der Eden E nicht zu körperlichen Beschwerden führt.

Die Fernbedienung ist einfach zu bedienen, die Kopfstütze ist abnehmbar und der Beistelltisch kann nach innen geklappt werden, wenn er nicht benutzt wird.



Fernbedienung

■ Gesamtbreite	770 - 940 mm
■ Sitzbreite	380 / 440 / 480 mm
■ Gesamtlänge	710 - 1330 mm
■ Gesamthöhe	1350 mm
■ Sitzhöhe	400 - 430 mm
■ Sitzwinkel	-3° / +30°

■ Sitztiefe	460 mm
■ Höhe Rücken	830 mm
■ Höhe Armlehnen	230 mm
■ Gewicht	36 kg
■ Benutzergewicht	120 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Montreal

KOMFORT-LIFTSSEL

Der Liftsessel Montreal bietet Ihnen optimalen Komfort und ist ideal, wenn der Bewegungsspielraum etwas geringer ist.

Der Montreal ermöglicht eine vollständige Neigung mit einem Mindestabstand von **100 mm zur Wand**.

In einer ersten Phase neigt sich das Beinteil in die gewünschte Position. Dann neigt sich das Rückenteil in eine bequeme Position. So können Sie sich entspannen, ohne viel Platz hinter sich zu benötigen.



OPTIONEN



seitliche Ablagetasche



optionale Armlehnschoner



optional Kopfschutz



■ Gesamtbreite	850 mm
■ Gesamtlänge	830 mm
■ Gesamthöhe	1140 mm
■ Sitzhöhe	500 mm
■ Sitzbreite	485 mm
■ Höhe Armlehnen	150 mm

■ Sitztiefe	510 mm
■ Höhe Rücken	700 mm
■ Gewicht	53,98 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ Anschluss	Netzspannung
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ontario 1

KOMFORT-LIFTSSEL

Der Ontario 1 Liftsessel bietet Ihnen optimalen Komfort in Ihrer vertrauten Umgebung zu Hause. Mit einem einfachen Druck auf die Fernbedienung können Sie sich bequem ausstrecken und entspannen, fernsehen oder ein (digitales) Buch lesen. Die verschiedenen Farben ermöglichen es Ihnen, ein Modell zu finden, das nahtlos zu Ihrer Einrichtung passt.



■ Gesamtbreite	800 mm
■ Gesamtlänge	840 mm
■ Gesamthöhe	1160 mm
■ Sitzhöhe	500 mm
■ Sitzbreite	465 mm
■ Höhe Armlehnen	150 mm

■ Sitztiefe	450 mm
■ Höhe Rücken	695 mm
■ Gewicht	49,64 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ Anschluss	Netzspannung
■ zusätzliche Information	CE

Ontario 2

KOMFORT-LIFTSSEL MIT 2 MOTOREN

Der Ontario 2 Liftsessel hat die Eigenschaft das sich das Bein- und das Rückenteil unabhängig voneinander bedienen lassen. Mit einem einfachen Druck auf die Fernbedienung können Sie sich bequem ausstrecken und entspannen, fernsehen oder ein Buch lesen. Ob Sie sich für ein Nickerchen ganz flach hinlegen oder die Aufstehfunktion nutzen, um einfach und sicher aufzustehen - der Ontario 2 ist ein Muss für Ihr Zuhause.



■ Gesamtbreite	845 mm
■ Gesamtlänge	960 mm
■ Gesamthöhe	1145 mm
■ Sitzhöhe	500 mm
■ Sitzbreite	480 mm
■ Höhe Armlehnen	140 mm

■ Sitztiefe	530 mm
■ Höhe Rücken	670 mm
■ Gewicht	53,34 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ Anschluss	Netzspannung
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Alesia

KLINIKTRANSPORTSTUHL

Der multifunktionale Stuhl bietet eine verstellbare Rückenlehne mit doppelter Funktion. Einstellbare Sitzneigung, verstellbare Armlehnen, ausziehbare Fußplatte und Fußbremsen hinten. Der Stuhl ist mit kleinen Rädern ausgestattet, so dass er leicht zu manövrieren ist. Der Rücken ist niedrig gehalten, so dass sich beispielsweise die Haare der Patienten leichter waschen lassen. Erhältlich in einer Vielzahl unterschiedlicher Farben.

Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, z. B. ein Tisch, ein Infusionshalter, ein Dokumentenhalter, ein Urinbeutelhalter, Seitenpelotten usw.



- ▶ Schiebestange
- ▶ Zentralfeststellbremse
- ▶ Kopflehne mit Nackenkissen
- ▶ Vier Laufrollen, zwei bremsbar

■ Gesamtbreite	700 mm
■ Sitzbreite	540 mm
■ Gesamtlänge	800 mm
■ Gesamthöhe	1330 mm
■ Sitzhöhe	530 mm
■ Sitzwinkel	12°

■ Sitztiefe	480 mm
■ Höhe Rücken	800 mm
■ Höhe Armlehnen	0 - 270 mm
■ Gewicht	33 kg
■ Benutzergewicht	140 kg
■ zusätzliche Information	CE

Bretagne

RELAXSESSEL

Bretagne ist ein bequemer Relaxstuhl von VERMEIREN. Er kann in jedem Raum aufgestellt werden und sorgt für eine frische und wohnliche Atmosphäre. Dieser gemütliche Stuhl wurde mit einem luxuriösen Touch versetzt. Er ist vollständig anpassbar und für jeden Geschmack und Stil geeignet.

- ▶ Schiebestange
- ▶ Zentralfeststellbremse
- ▶ Kopflehne mit Nackenkissen
- ▶ Vier Laufrollen, zwei bremsbar



Optionale Räder mit Bremsen



Polsterung



Rahmen



■ Gesamtbreite	620 mm
■ Sitzbreite	500 mm
■ Gesamtlänge	880 mm
■ Gesamthöhe	1180 mm (1260 mm*)
■ Sitzhöhe	510 mm (555 mm*)
■ Rückenwinkel	0° / +45°

■ Sitztiefe	480 mm
■ Höhe Rücken	750 mm
■ Höhe Armlehnen	150 - 210 mm
■ Gewicht	32,5 kg (34,7 kg*)
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

* Version mit Rädern. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Languedoc

RUHESELSEL MIT RÜCKENVERSTELLUNG

Therapiestuhl für die Klinik mit verstellbarer Rückenlehne. Feststehend oder für den Transport von Patienten auch mit vier Laufrollen als Option erhältlich. Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich für einen seitlichen Transfer komplett absenken. Die anatomische Formung und die Schaumstoffpolsterung von Sitz und Rücken unterstützen das ermüdungsfreie Sitzen und Lagern.



Siehe unten für alle verfügbaren Farben.



■ Gesamtbreite/höhe/länge	660 x 1200 x 750 mm
■ Sitzbreite	540 mm
■ Sitzhöhe	510 mm
■ Gewicht	22,85 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Provence

RUHESELSEL MIT RÜCKENVERSTELLUNG

Therapiestuhl für die Klinik. In jeder Hinsicht ähnlich wie Languedoc, aber mit dem Unterschied, dass die Rückenlehne in 3 verschiedene feste Stellungen positioniert werden kann. 10°, 21° und 32°.



Siehe unten für alle verfügbaren Farben.



■ Gesamtbreite/höhe/länge	660 x 1150 x 750 mm
■ Sitzbreite	540 mm
■ Sitzhöhe	510 mm
■ Gewicht	21,85 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Normandie

RUHESELSEL MIT RÜCKENVERSTELLUNG UND BEINAUFLAGE

Therapiestuhl für die Klinik mit verstellbarer Rückenlehne und Beinauflage. Feststehend oder für den Transport von Patienten auch mit vier Laufrollen als Option lieferbar. Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich für einen seitlichen Transfer komplett absenken. Die anatomische Formung und die Schaumstoffpolsterung von Sitz und Rücken unterstützen das ermüdungsfreie Sitzen und Lagern.

Die gleichzeitige Verstellung der Beinstütze und Rückenlehne gewährleistet eine reibungslose und sanfte Neupositionierung des Körpers.



* Stoff

* Stoff



Optionale Räder mit Bremsen



■ Gesamtbreite	660 mm
■ Sitzbreite	540 mm
■ Gesamtlänge	750 mm
■ Gesamthöhe	1200 mm
■ Sitzhöhe	510 mm
■ Rückenwinkel	13° / 45°

■ Sitztiefe	440 mm
■ Höhe Rücken	780 mm
■ Höhe Armlehnen	0 - 170 mm
■ Gewicht	24,85 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Luna Basic 2

HUBSÄULENBETT MIT HOLZUMBAU

HMV-NR.: 19.40.01.3166

PFLEGE-HMV-NR.: 50.45.01.1188

Die Neuauflage eines beliebten Klassikers. Das Modell Luna Basic 2 ist ausgestattet mit Metall- oder Holzlattenrost, einem Holzumbau und erprobten und zuverlässigen Linak-Antriebssystemen.

Durch unsere manuelle Höhenverstellung vom Lattenrost, lässt sich neben der üblichen 400 mm und 810 mm auch eine Verstellbarkeit von 335 mm - 745 mm realisieren. Der Komfort wird durch diverse elektrische Verstellbarkeiten wie die Bethöhe, Kopf-, Fußteil und einem Knieknick abgerundet.

Natürlich sind Aufrichter und Handgriff, neben den Holzseitengittern im Lieferumfang enthalten.



Anti-Trendelenburg-Position



beige

■ Gesamtbreite	1015 mm
■ Gesamtlänge	2170 mm
■ Gesamthöhe	840 - 1250 mm
■ Liegefläche position 1	335 - 400 mm
■ Liegefläche position 2	745 - 810 mm
■ Anti-Trendelenburg	Ja

■ Max. Winkel Oberschenkel	31,7°
■ Max. Winkel Unterschenkel	-14,8°
■ Gewicht	83,7 kg
■ Max. sichere Arbeitslast	175 kg
■ zusätzliche Information	CE

Luna 2

HUBSÄULENBETT MIT HOLZUMBAU

HMV-NR.: 19.40.01.3166

PFLEGE-HMV-NR.: 50.45.01.1188

Das Modell Luna 2 ist ausgestattet mit Metall- oder Holzlattenrost, formschönen Stirnteilen, einem Holzumbau und erprobten und zuverlässigen Linak-Antriebssystemen.

Durch unsere manuelle Höhenverstellung vom Lattenrost, lässt sich neben der üblichen 400 mm und 810 mm auch eine Verstellbarkeit von 335 mm - 745 mm realisieren.

Der Komfort wird durch diverse elektrische Verstellbarkeiten wie die Bethöhe, Kopf-, Fußteil und einem Knieknick abgerundet.

Natürlich sind Aufrichter und Handgriff, neben den Holzseitengittern im Lieferumfang enthalten.



Anti-Trendelenburg-Position

Metall- oder Holzlattenrost



beige

■ Gesamtbreite	1020 mm
■ Gesamtlänge	2170 mm
■ Gesamthöhe	840 - 1250 mm
■ Liegefläche position 1	335 - 400 mm
■ Liegefläche position 2	745 - 810 mm
■ Anti-Trendelenburg	Ja

■ Max. Winkel Oberschenkel	31,7°
■ Max. Winkel Unterschenkel	-14,8°
■ Gewicht	98,15 kg
■ Max. sichere Arbeitslast	175 kg
■ zusätzliche Information	CE

* Version mit Rädern. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Luna X-low

NIEDERFLURBETT MIT HOLZUMBAU

Das Modell LUNA LOW - Niederflurbett ist mit Metall- oder Holzlattenrost, einem Holzumbau und erprobten und zuverlässigen Linak-Antriebssystemen ausgestattet.

Der Komfort wird durch diverse elektrische Verstellbarkeiten wie die Betthöhe, Kopf-, Fußteil und einem Knieknick abgerundet. Dieses Niederflurbett ist speziell geeignet für desorientierte Patienten, für kleine Personen oder Rollstuhlfahrer, welche einen Betttransfer auf Sitzhöhe benötigen.

Natürlich sind Aufrichter und Handgriff, neben den Holzseitengittern im Lieferumfang enthalten.

beige



Anti-Trendelenburg-Position

■ Gesamtbreite	1030 mm
■ Gesamtlänge	2240 mm
■ Gesamthöhe	840 - 1240 mm
■ Höhe Liegefläche	200 - 600 mm
■ Anti-Trendelenburg	Ja
■ Unterfahrbarkeit für Patientenlifter	160 mm

■ Max. Winkel Oberschenkel	31,7°
■ Max. Winkel Unterschenkel	-14,8°
■ Gewicht	95 kg
■ Max. sichere Arbeitslast	175 kg
■ zusätzliche Information	CE

Alois

NIEDERFLURBETT MIT METALLSEITENGITTERN

Besonders stabil durch sein Hubscherensystem, ist es dennoch für den häuslichen Bereich konzipiert. Dieses Pflegebett kann mit durchgehenden Holz-Seitengittern oder auch mit absenkenden Metall-Seitengittern geliefert werden. Die übersichtliche Handbedienung lässt alle elektrischen Verstellungen über die Soft-Touch-Tasten zu.

weiß



■ Gesamtbreite	1035 mm
■ Gesamtlänge	2070 mm
■ Gesamthöhe	660 - 1140 mm
■ Höhe Liegefläche	200 - 720 mm
■ Aufrichter	Nennlast 80 kg
■ Anti-Trendelenburg	Nein

■ Verstellung des Rückenbereichs	65°
■ Max. Winkel Oberschenkel	16°
■ Max. Winkel Unterschenkel	30°
■ Gewicht	98 kg
■ Max. sichere Arbeitslast	170 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

376

BEISTELLTISCH

Der Beistelltisch 376 ist höhenverstellbar, kann gekippt werden und hat Leichtlaufräder. Er ist ideal für den Einsatz zu Hause oder im Krankenhaus in Kombination mit einem Bett, einem Sofa oder einer Liege. Der Rahmen ist pulverbeschichtet und der Tisch kann in beide Richtungen gekippt und verriegelt werden. Perfekt zum Lesen, während der kleinere, feste Tisch zum Platzieren von Getränken, Essen oder Elektronik dient.



■ Gesamtlänge	920 mm
■ Gesamtbreite	470 mm
■ Gesamthöhe	610 - 950 mm
■ Bodenfreiheit	110 mm
■ Tischplatte	760 x 410 mm
■ Räder	ø 50 mm

■ Gewicht	9,4 kg
■ maximale Belastbarkeit	15 kg
■	
■	
■	
■ zusätzliche Information	CE

385

NACHTSCHRANK MIT BETTISCH

Der Nachttisch 385 passt perfekt zu Ihrem Bett. Ausgestattet mit Bremsrollen, die für Stabilität sorgen, während Sie lesen oder essen möchten, während der Tisch über Ihrem Bett liegt. Ausgestattet ist der Nachttisch mit einem Schrank mit einem Regalboden und einer Schublade, um sicherzustellen, dass Sie immer einfachen Zugang zu Dingen haben, die Sie nachts benötigen könnten.




■ Gesamtbreite/länge/höhe	470 x 585 x 915 mm
■ Tisch	670 x 360 x 20 mm
■ Räder / Bremsen	4 / 2
■ Gewicht	36,35 kg
■ max. Belasbarkeit Tisch	10 kg
■ zusätzliche Information	CE

631

AKTIV- UND THERAPIELIFTER

Das Modell 631 ist eine Hubstange, die von einer einzelnen Person verwendet werden soll. Kann als Hebehilfe von einer liegenden in eine sitzende Position verwendet werden, entweder in Kombination mit einem Bett oder einem Stuhl.

Der Dreiecksgriff kann in der Länge eingestellt und am Ende oder in der Mitte der Hubstange positioniert werden. Montage in wenigen Minuten und ohne zusätzliches Werkzeug.



■ Gesamtlänge	884 mm
■ Gesamtbreite	710 mm
■ Gesamthöhe	2005 mm
■ Gewicht	11 kg
■ Benutzergewicht	80 kg
■ zusätzliche Information	CE

Dreiräder



2202 Aqua / Safari 116
2215 Happy / Sporty 116

2217 Freedom 117
2219 Lagoon / Vintage 117
Optionen 118

2202 Safari

THERAPIE-DREIRAD 12"-BEREIFUNG

Therapie-Dreirad 2202 für Kinder mit 12"-Bereifung in der Farbvariante gelb/schwarz (Safari) oder blau/weiß (Aqua) mit niedrigem Einstieg. Mit der umfangreichen Zubehörpalette ist dieses Dreirad im therapeutischen Einsatz ein zuverlässiger Partner.

Geeignet für Nutzer mit folgender Beinlänge: 30 - 46 cm



■ Gesamtbreite	648 mm
■ Gesamtlänge	1110 mm
■ Gesamthöhe	726 - 838 mm
■ Bodenfreiheit	85 mm
■ Höhe des Rahmenrohrs (Durchstiegshöhe)	118 mm
■ Sattelhöhe	498 - 627 mm

2202 Aqua



■ Wendekreis	2000 mm
■ Abstand zwischen Sattel und Lenker	218 - 229 mm
■ Durchmesser Vorder/Hinterreifen	12" x 2.00
■ Gewicht	14 kg
■ Benutzergewicht	40 kg
■ zusätzliche Information	CE

2215 Sporty

THERAPIE-DREIRAD 12"-BEREIFUNG

Therapie-Dreirad 2215 für Kinder mit 16"-Bereifung in der Farbvariante pink/weiß (Happy) oder schwarz/rot (Sporty) mit niedrigem Einstieg. Mit der umfangreichen Zubehörpalette ist dieses Dreirad im therapeutischen Einsatz ein zuverlässiger Partner.

Geeignet für Nutzer mit folgender Beinlänge: 50 - 70 cm



■ Gesamtbreite	648 mm
■ Gesamtlänge	1294 mm
■ Gesamthöhe	827 - 940 mm
■ Bodenfreiheit	100 mm
■ Höhe des Rahmenrohrs (Durchstiegshöhe)	133 mm
■ Sattelhöhe	594 - 762 mm

2215 Happy



■ Wendekreis	2350 mm
■ Abstand zwischen Sattel und Lenker	279 - 303 mm
■ Durchmesser Vorder/Hinterreifen	16" x 1.75
■ Gewicht	16,5 kg
■ Benutzergewicht	60 kg
■ zusätzliche Information	CE

2217 Freedom

THERAPIE-DREIRAD 20"-BEREIFUNG

Das Freedom ist ein Dreirad für anspruchsvolle Jugendliche, das in Schwarzweiß erhältlich ist. Ein perfektes Dreirad für eine Spazierfahrt durch die Landschaft.

Geeignet für Nutzer mit folgender Beinlänge: 68 - 88 cm



Auch als elektrische Version erhältlich.

■ Gesamtbreite	670 mm
■ Gesamtlänge	1600 mm
■ Gesamthöhe	986 - 1174 mm
■ Bodenfreiheit	97 mm
■ Höhe des Rahmenrohrs (Durchstiegshöhe)	174 mm
■ Sattelhöhe	709 - 950 mm

■ Wendekreis	2750 mm
■ Abstand zwischen Sattel und Lenker	372 - 401 mm
■ Durchmesser Vorder/Hinterreifen	20" x 1,75
■ Gewicht	25,5 kg
■ Benutzergewicht	110 kg
■ zusätzliche Information	CE

2219 Lagoon /

THERAPIE-DREIRAD 24"-BEREIFUNG

Therapie-Dreirad 2219 mit 24"-Bereifung in der Farbvariante rot oder grau mit niedrigem Einstieg (braun für das Modell Vintage).

Das perfekte Dreirad für lange Fahrten, bietet Stabilität und Komfort und gibt Ihnen völlige Freiheit.

Geeignet für Nutzer mit folgender Beinlänge: 75 - 105 cm



Vintage

braun



Auch als elektrische Version erhältlich.



■ Gesamtbreite	768 mm
■ Gesamtlänge	1808 mm
■ Gesamthöhe	1121 - 1309 mm
■ Bodenfreiheit	125 mm
■ Höhe des Rahmenrohrs (Durchstiegshöhe)	194 mm
■ Sattelhöhe	789 - 1030 mm

■ Wendekreis	3000 mm
■ Abstand zwischen Sattel und Lenker	417 - 446 mm
■ Durchmesser Vorder/Hinterreifen	24" x 1 3/8"
■ Gewicht	27,8 kg
■ Benutzergewicht	125 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



PTIONEN



S1



S2



S3



S4




S5



S6



D1



O6



B1

O1



B1



O2



O3

O7



E15



23



F1



F2



F3



F4



F5



E1



E2



E3



E4



E5



E6



E7



E8





E9



E10



E11



KOMPATIBILITÄTSLISTE

		2202 Aqua Safari	2215 Happy Sporty	2217 Freedom	2219 Lagoon	2219 Vintage	E-tricycle
S1	Klassik Lenkrad	•	•	•	•	-	-
S2	gerade Lenkstange	•	•	•	•	-	-
S3	gebogener Lenker	-	-	•	•	Standard	Standard
S4	Delta Lenker, oval	•	•	•	-	-	-
S5	verstellbare Lenkstange	-	-	•	•	•	•
S6	verlängerte Lenksäule	•	•	Standard	Standard	Standard	Standard
D1	Len Schloss	•	•	•	•	•	•
06	Festes Zahnrad	•	•	•	•	•	-
01 + B1	Freilauf	-	-	•	•	•	•
B1	Scheibenbremse - Hinterrad	-	-	•	•	•	Standard
02	Rücktrittbremse	•	•	•	•	•	-
03	3 Getriebe	-	•	•	•	•	•
07	7 Getriebe	-	-	•	•	•	•
23	Differential	-	-	-	•	•	-
F1	Pedale mit Klettverschluss	•	•	•	•	•	•
F2	Rennpedale	•	•	•	•	•	•
F3	Fußplatten mit Klettverschluss	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)	• (M)
F4	Fußplatten mit Klett und Knöchelstütze	•	•	•	•	•	•
F5	Länge verstellbare Pedale (2 Positionen - 22 mm)	-	•	•	•	•	•
E1	Schiebestange (335 mm oder 605 mm)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)	• (M)
E2	Beleuchtung	-	•	•	•	•	•
E3	Kilometerzähler	-	•	•	•	•	•
E4	Weidenkorb Vintagedesign	-	-	-	-	•	•
E5	Heckbox	-	-	•	•	•	•
E6	Gehstützenhalter	-	-	•	•	•	•
E7	Getränkehalter (ohne Flasche)	•	•	•	•	•	•
E8	Rückspiegel	•	•	•	•	•	•
E9	Handschlaufen	•	•	•	•	•	•
E10	Handfixierung mit Klett (offen)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)	• (M)
E11	Handfixierung mit Klett (geschlossen)	•	•	•	•	•	•
E12	Komfort-Sattel	-	-	•	•	•	•
E13-D	Home trainer	-	•	•	•	•	•
E14	Einkaufskorb	-	-	•	•	•	•
BAT 9 - 13	Extra Batterie (E-Bike, 9A oder 13A)	-	-	-	-	-	•
P1	Beckenstütze	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)	• (M)
P2	Rückenstütze	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)	• (M)
P3	Becken- u. Rückenstütze	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)	• (M)
P4	Verstellbarer Sattel (140 mm)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)	• (M)
P5	Sattel mit Federung	-	-	-	-	•	•

(S): KLEIN / (M): MITTEL

OPTIONEN

Handfixierung
mit Klett (offen)



Handfixierung mit Klett (offen)

	Breite	Länge
E10 S	60 mm	130 mm
E10 M	90 mm	150 mm
E10 L	120 mm	170 mm

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln
(15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.



E11 - Handfixierung mit
Klett (geschlossen)

Handfixierung mit Klett (geschlossen)

	Breite	Länge
E11 S	60 mm	280 mm
E11 M	80 mm	320 mm
E11 L	110 mm	380 mm



Schwerlastprodukte



Forest 3+	124	Coraille XXL	127
Goliat	125	Normandie XL	128
Eclips XXL	125	9062 XXL	128
V100 XL - V300 XL	126	Interval XXL 120 - 140	129
Altitude XXL	127		

Forest 3+

E-ROLLSTUHL FÜR HÖHERE BELASTBARKEIT
HMV-NR.: 18.50.04.5006

Kompakt, solide und leistungsstark. Der FOREST 3+ ist der perfekte Begleiter für Benutzer, die einen kompakten Indoor-Rollstuhl und zugleich ein leistungsstarkes Outdoor-Modell suchen. Stärke, Komfort und Anpassungsfähigkeit sind die Hauptmerkmale des FOREST 3+.



Es stehen 36 verschiedene Farben zur Verfügung.
 Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

 **250 KG**
 Benutzergewicht



Option SE09 Steuerung durch Begleitperson



Dank der Pendelachse hat der Forest 3 immer Bodenkontakt, auch wenn es sich um unebenes Gelände handelt (bis zu 100 mm Differenz)



Option SE 39 Elektrische Sitzverstellung und Elektrische Rückenverstellung

■ Gesamtbreite	705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm
■ Gesamtlänge	1145 - 1163 mm
■ Gesamthöhe	1100 mm
■ Sitzhöhe	450 mm
■ Sitzbreite	500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm
■ Sitztiefe	450 - 550 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 350 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h / 10 km/h
■ Reichweite	49 km
■ Gewicht	134,35 kg
■ Benutzergewicht	250 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Goliat

SCHWERLASTROLLATOR

HMV-NR.: 10.50.04.2019

Die Goliat ist ein faltbarer Schwerlastrollator mit abnehmbarer Einkaufstasche und Multifunktionsbremse.

Der Sitz ist höhenverstellbar, die Schiebegriffe sind bis zu 1020 mm in der Höhe verstellbar. Mit gepolsterter Rückenstütze. Mit einer Sitzbreite von 55 cm und durch seine hohe Belastbarkeit von bis zu 200 kg ist er auch für kräftigere Personen geeignet.



Krückenhalter



Ankipphilfe

 **200 KG**
Benutzergewicht



■ Gesamtbreite	650 mm
■ Gesamthöhe	830 - 1020 mm
■ Gesamtlänge	750 mm
■ Sitzhöhe	490 - 560 mm
■ Sitztiefe	410 mm
■ Sitzbreite	550 mm

■ Bremse	Multifunktionsbremse
■ Räder	8"
■ Max. Belastung Korb	5 kg
■ Gewicht	10,7 kg
■ Benutzergewicht	200 kg
■ zusätzliche Information	€

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Eclips XXL

SCHWERLASTROLLSTUHL

Die zulässige Belastbarkeit beträgt 200 kg. Die doppelte, starke Kreuzstrebe in Verbindung mit verstärkten Hinterachsen und speziell verstärkten 23"-Rädern, verleihen dem Rollstuhl eine hohe Belastbarkeit.

Außerdem wird der ECLIPS-XXL standardmäßig mit abnehmbarem festem Sitz und Rücken gefertigt. Dies stabilisiert noch zusätzlich den Rollstuhl und bietet dem Patienten ein hohes Maß an Sitzkomfort. Ein durchgehendes, hochklappbares Fußbrett, lange abschwengbare Seitenteile sowie der Schiebebügel komplettieren unser Modell in XXL.

C27
blau



 **200 KG**
Benutzergewicht

■ Gesamtbreite	850 / 900 / 950 / 1000 mm
■ Gesamtlänge	1140 mm
■ Gesamthöhe	1070 mm
■ Sitzhöhe	530 mm
■ Sitzbreite	600 / 650 / 700 / 750 mm
■ Sitztiefe	530 / 540 / 550 / 560 mm

■ Gefaltet	375 mm
■ Wendekreis	1743 mm
■ Höhe Armlehnen	200 mm
■ Gewicht	38,5 / 39 / 40 / 40,5 kg
■ Benutzergewicht	200 kg
■ zusätzliche Information	€

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Altitude / Coraille XXL

SITZSCHALENSTUHL MIT LENKROLLEN

Das Modell Altitude und Coraille in den Sondersitzbreiten 55 cm und 60 cm und einer max. Belastbarkeit bis 150 kg. Die Sitzschalenpolsterung sichert die gleichmäßige Druckentlastung, erhöht den Sitzkomfort auch bei längerer Nutzung. Die Sitzkantelung lässt sich durch eine Begleitperson verstellen. Die winkelverstellbare Beinstütze kann auch vom Nutzer selbst stufenlos verstellt werden.



+

- 5-Punkt-Gurt
- Richtungsfeststeller
- einstellbare Sitzhöhe
- Sitzkantelung bis max. 36°

OPTIONEN



Option B52 Infusionshalter



Option B10 einteilige Fußplatte



Option B12 abschwenkbare Therapieplatte



Der Tisch bleibt immer horizontal, auch wenn der Stuhl gekippt ist.

150 KG
Benutzergewicht



Die Bezüge sind vollständig abnehmbar.

■ Gesamtbreite	800 mm
■ Gesamtlänge	1150 mm
■ Gesamthöhe	1280 / 1305 / 1330 mm
■ Sitzbreite	550 / 600 mm
■ Sitzhöhe	570 / 595 / 620 mm
■ Sitzwinkel	0° / 40°

■ Sitztiefe	510 mm
■ Höhe Rücken	750 mm
■ Höhe Armlehnen	230 mm
■ Gewicht	38 kg / 46 kg*
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	

* Modell Coraille - Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Normandie XL



RUHESELSEL MIT RÜCKENVERSTELLUNG UND BEINAUFLAGE

Schwerlasttherapiestuhl für die Klinik mit verstellbarer Rückenlehne und Beinauflage. Feststehend oder für den Transport von Patienten auch mit vier Laufrollen als Option lieferbar.

Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich für einen seitlichen Transfer komplett absenken. Die anatomische Formung und die Schaumstoffpolsterung von Sitz und Rücken unterstützen das ermüdungsfreie Sitzen und Lagern.



Optionale Räder mit Bremsen



■ Gesamtbreite	890 mm
■ Sitzbreite	770 mm
■ Gesamtlänge	760 mm
■ Gesamthöhe	1200 mm
■ Sitzhöhe	510 mm
■ Rückenwinkel	13° / 40°

■ Sitztiefe	480 mm
■ Höhe Rücken	780 mm
■ Höhe Armlehnen	0 - 220 mm
■ Gewicht	37,75 kg
■ Benutzergewicht	350 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

9062 XXL



TOILETTENSTUHL (STARR) FÜR HÖHERE BELASTBARKEIT

Dieser klassische XXL-Toilettenstuhl mit Skai-Bezug bietet optimalen Komfort und Hygiene. Stabile feste Armlehnen und Rückenlehnen sichern die Qualität dieses Toilettenstuhls.



■ Gesamtbreite	760 mm
■ Gesamtlänge	665 mm
■ Gesamthöhe	835 mm
■ Sitzhöhe	500 mm
■ Sitzbreite	600 mm
■ Sitztiefe	490 mm

■ Höhe Rückenlehne	390 mm
■ Gewicht	15 kg
■ Benutzergewicht	175 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Interval **xxl**

SCHWERLAST-PFLEGEbett - MODELL 120 / 140

Elektrisch verstellbares Hubscherenbett mit Holzumbau für erhöhte Belastbarkeit bis zum max. Benutzergewicht von 275 kg*. Mit Seitengittern, Aufrichter und verstärkter Metallgitterliegefläche, wahlweise in den Breiten 120 cm und 140 cm.

beige

weiß



(*inkl. Patientengewicht
Matratze / mögliches Zubehör)



Handbedienung mit Verriegelungsfunktion



manuelle Fußverstellung



integrierter Matratzenhalter



■ Gesamtbreite/länge/höhe	1330 x 2080 x 860 - 1295 mm
■ Liegefläche	370 - 805 mm
■ Matratzenbereich	1200 x 2000 x 120 mm
■ Gewicht	124 kg
■ Benutzergewicht	275 kg*
■ zusätzliche Information	CE

■ Gesamtbreite/länge/höhe	1530 x 2080 x 860 - 1295 mm
■ Liegefläche	370 - 805 mm
■ Matratzenbereich	1400 x 2000 x 120 mm
■ Gewicht	139 kg
■ Benutzergewicht	275 kg*
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.







Version: 02 2022

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Übersetzung.

Kein Teil dieses Katalogs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© **N.V. VERMEIREN** 2022

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12a
40472 Düsseldorf

Tel. +49(0)211 94 27 90
Fax +49(0)211 65 36 00

info@vermeiren.de
www.vermeiren.de



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



www.vermeiren.de
— Qualität seit 1957 —

Die Produkte in dieser Veröffentlichung sind für den professionellen
Gebrauch reserviert. Technische Änderungen vorbehalten.